

Генеральный директор
ООО «Октопус»




Фурсова Е. В.


Фотографические изображения медицинского изделия

«Устройство опорное с регулировкой уровня воды для реабилитации в бассейне с принадлежностями»
производства «ЭВАК Би. Ви.», Нидерланды/EWAC B.V., Netherlands


Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.ru




Устройство опорное с регулировкой уровня воды для реабилитации в бассейне с принадлежностями (общий вид)




Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - плитка, размер 30x50 см



Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - крепления плитки, не более 1500 штук




Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - рама, размер не более 10x20 м




Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - трос в анкере




Гидравлическая установка: - поршень, длина 3500мм, диаметр 23 см




Гидравлическая установка: - компрессор (1 – компрессор, 2 – резервуар компрессора, 3 – подключение к трубопроводу)




Гидравлическая установка: - шланг высокого давления, длина 10 м



Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - болты M12x60;- гайки M12




Панель управления.



Трансформатор понижающий



Кабель соединительный, длина 15 м.



Брусья легкоъемные, длина 4 м, 2 шт.




Стенка шведская легкоъемная, размер 200x120 см, 2-5 шт.




Доска балансирующая, размер 50x50 см, 2-5 шт.



Стойка «кольца», размер 40x60x140-160 см



Стойка «препятствие», 60x30x30, 2-5 шт.




Лестница, 55x75x140 см 1 шт.

Информ

сайта

здрав



Индикатор глубины, размер 25x10x10 см, 1 шт.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы государственного контроля в сфере

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

_____ лист(ов)
Генеральный директор ООО "Октопус"
Фурсова Е.В.



www.roszdravnadzor.ru