

17, Krylatskaya str., bld. 4, floor 2, premises I,
room 2 Moscow, 121614
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 4,
эт. 2 пом. I ком 2
Tel.: +7 495 139 26 89

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и сертификации
ООО «ЛайфСкан Раша»



Харитонов А.П.

М.П.

«04» августа 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Контрольный раствор средней концентрации OneTouch Select ® Plus

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru



Контрольный раствор средней концентрации OneTouch Select[®] Plus

Контрольный раствор средней концентрации OneTouch Select® Plus с упаковкой



ONETOUCH Select® Plus

Контрольный раствор средней
концентрации OneTouch Select® Plus

Используйте с тест-полосками OneTouch Select® Plus.
Для самотестирования. Аккуратно встряхните перед
использованием. **Не** храните в холодильнике. **Не** глотайте.
Утилизируйте через 3 месяца после вскрытия.



0344



LOT



Дата утилизации: _____

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Губельштрассе 34
6300 Цуг, Швейцария

Plus - Плюс.
Дата ред.
макета: 04/2020

AW 06950203A 3,75 mL
© 2018–2020 LifeScan
IP Holdings, LLC



Информация по упаковке с сайта

Яниана здравье

ONE TOUCH
Select® Plus
 Контрольный раствор
 средней концентрации
 OneTouch Select® Plus

Для использования
 с глюкометрами серии
OneTouch Select® Plus
 и тест-полосками
OneTouch Select® Plus.



1 флакон 3%



0344
 IVD
 CE
 04/2020
 AW 06916405A
 OneTouch®
 © 2018-2020 Lifescan IP Holdings, LLC

Для самостерилизации. Не
 хранить в холодильнике. Не
 глотать. Аккуратно встряхнуть
 перед использованием.
 Контрольный раствор содержит
 водный буферный раствор
 глюкозы (0.12%), стабилизаторы,
 регулятор вязкости, консервант,
 краситель.
 Утилизация: утилизируйте в
 соответствии с местными
 требованиями.

ONE TOUCH
Select® Plus
 Контрольный раствор
 средней концентрации
 OneTouch Select® Plus

Горизонтальное изображение (флакон по России (использовать))
 8-800-200-83-53
 ООО «ЛайфСкан Раша»
 Российская Федерация, 121514 г. Москва
 ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. 1, ком. 2
 Организация-интернет-центр:
 Biospect Inc., Jackson Road
 Denver, MA 01434 USA
 Bioscience Inc., Jackson Road
 Lowell, MA 01454 (USA)
 Содержание флакона
 рассчитано на 75 тестов
 Рег. № РЗН 2017/6144 от 14.08.2019
 Производители:
 Lifescan Europe GmbH
 Gubenstrasse 24
 6300 Zug, Switzerland
 6300 Zug, Швейцария

⚠ Не используйте по истечении срока
 годности. Напишите дату утилизации на
 флаконе. Утилизируйте через 3 месяца после
 вскрытия. Не используйте при отсутствии или
 нарушении целостности пломб.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



AW 06916405A



Мониторинг

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdravnadzor.ru