

УТВЕРЖДАЮ

Ген. директор ООО «Новые технологии красоты»



Козлова Н.Г.

май 2020 г.

М.П.

Система косметологическая мультимодальная для фракционного термолифтинга VIVACE

Фотографические изображения медицинского изделия

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.goszdravnadzor.ru




Фото 1- Система косметологическая мультимодальная для фракционного термолифтинга VIVACE - Общий вид




Фото 2- Система косметологическая мультимодальная для фракционного термолифтинга VIVACE – вид сзади




Фото 3- Манипула с коннектором

SHE[®]B
 Система косметологическая мультимодальная для фракционного
 термолiftingа VIVACE



REF VIVACE SN 19101




SHENB Co., LTD
 Адрес: Shenb bldg. 148 Seongsu-ro, Seongdong-gu, Seoul, Korea
 2019.04.10




Требование к электричеству: 230В, 50/60 Гц
 Потребляемая мощность: 180 Вт
 РУ №



Условия хранения при температуре от +10°C до +30°C. IP50


Electrosurgical Unit
REF VIVACE **SHE[®]B**

S/N : 19101  
 0120

 : 2019.04.10  

 Voltage & Frequency : AC 230V 50/60Hz
 Power Consumption : 180W
 Class & Type : Class I . Type BF  

 **SHENB CO., LTD.**
 SHENB bldg. 148 Seongsu-ro, Seongdong-gu,
 Seoul, Korea
 Tel : +82-2-486-0010 / Fax : +82-2-486-5473 

 **MERIDIUS MEDICAL EUROPE LIMITED**
 Unit 3D North Point House, North point Business park,
 New Malton Road, CORK, Ireland
 Telephone : +353 21208646

MADE IN KOREA

Фото 4- Маркировка аппарата

Информация получена от официального представителя
 Федеральной службы по надзору в сфере
 www.goszdravnadzor.ru




Фото 5- Педаль управления с маркировкой



Фото 6 - . Картридж с микроиглами тип SH-TIP I в упаковке



SHENB

Картридж с микроиглами
тип SH-TIP I



SHENB Co., LTD

Адрес: Shenb bldg. 148 Seongsu-ro, Seongdong-gu,
Seoul, Korea



2017-01

LOT

TIP yy0001

REF

SH-TIP I

STERILE



2020-01

Фото 7 - Маркировка упаковки: Картридж с микроиглами тип SH-TIP I




Фото 8 - Картридж с микроиглами тип SH-TIP II в упаковке

SHENB

Картридж с микроиглами
тип SH-TIP II



SHENB Co., LTD
Appec: Shenb bldg.
Seoul, Korea

148 Seongsu-ro, Seongdong-gu,

LOT

TIP YU0001



2017-01

REF

SH-TIP II

STERILE



2020-01

Фото 9 - Маркировка упаковки: Картридж с микроиглами тип SH-TIP II




Фото 10- Кабель питания

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Ген. директор _____ Козлова Н.Г.
_____ 2020 г.
МП
«Новые технологии красоты»
ИНН 7449103004
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ