

**Маска медицинская НЕСТЕРИЛЬНАЯ одноразовая
по ТУ 21.20.23-024-44881728-2020**

Производитель: ООО "Емельянь Савостинь"

Адрес: 391022, Россия, Рязанская обл., Клепиковский р-н, с. Екшур, Тел./факс: +7 (4912) 50-22-20, +7 (49142) 2-96-96, e-mail: tdes@list.ru, сайт: www.vata.org.

Тип А - Трехслойная

Длина маски: 175 ± 20 мм, ширина маски: 95 ± 20 мм.

Носовой фиксатор: есть нет

Фиксация: на резинках за уши.

Область применения: Может быть использована неограниченным кругом физических лиц в стационарных, амбулаторных медицинских учреждениях и в быту в качестве индивидуального одноразового средства защиты органов дыхания от бактерий и вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.

Противопоказания: не выявлены. Побочные действия не обнаружены. С лекарственными средствами не взаимодействует.

Хранить при температуре не ниже -5°C и относительной влажности не выше 80% в сухом, недоступном для детей месте.

Срок годности: 8 лет. Применять не позднее срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта врача.

Способ вскрытия: разорвите упаковку.

Утилизация использованных масок в медицинских учреждениях осуществляется в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10.

После использования масок в быту, упаковку и маску следует выбросить в урну.

Количество: 50 шт. Партия № _____

Изготовлено: _____ г. Р.У.№ Штрих код



Информация получена с официального сайта:
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.ru