

7
ШТ.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



60x48 мм



Исполнитель:
ООО «Альпа Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 161-50-42/43,
info@alpha-plast.ru, www.alpha-plast.ru

VER. 2 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



40412
15.06.2020

Информация получена с официального сайта

7 ШТ.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



416070461745993



60x48 мм

История
ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 161603, Московская обл., г.Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43,
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

VER. 2 AP


Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 7 шт.
Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.
Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).
Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.
Заказчик: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Лот
Дата изготовления
Срок годности

14
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

14
шт.

LUXPLAST®



60x48 мм

VER. 2 AP



Исполнитель:
ООО «Боллеар»,
Адрес: Россия, Москва, г. Кв.м.
Дачный массив, Митин, 88 кв.кв. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-92-66, +7 (495) 787-92-68,
info@bollear-plast.ru, www.bollear-plast.ru

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластыри: травматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-наготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчи: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bollear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



LOT

Контроль качества

Дата

Год

40412
15.06.2020

14
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

14
шт.

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

LUXPLAST®



60x48 мм

VER. 2 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru


Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Партия № LOT
Дата изготовления
Годен до

7
ШТ.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



72x56 мм



Изготовитель:
ООО «Альона Пласт»
Адрес: Россия, 146023, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 181-50-77/43.
info@alona-plast.ru, www.alona-plast.ru

VER. 2 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 7 шт.
Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.
Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).
Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.
Заказчик: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



LOT
Дата изготовления
Срок год.

40412
15.06.2020

анения

7
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ


ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



7
шт.



72x56 мм



416070461746013

LUXPLAST®

История
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 161603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., т/к. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

VER. 2 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.


Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.


Заказчик: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Лот
Дата изготовления
Срок годности

Информация получена с официального сайта

14
ШТ.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

14
ШТ.

LUXPLAST®



72x56 мм

Исполнитель:
ООО «Алэрия Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 191-50-47/43;
info@alerya-plast.ru, www.alerya-plast.ru

VER. 2 AP



Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-1770123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



40412
15.06.2020

14
шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ


ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

14
шт.

LUXPLAST®



72x56 мм



Исполнитель:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 11503, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., Упр. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpine-plast.ru, www.alpine-plast.ru

VER. 2 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Лот
Дата изготовления
Срок годности

60x48 мм
7 шт.

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт. 60x48 мм



VER. 01v.

Импортер:
ООО «Боллеар»
Адрес: Россия, г. Москва,
Ленинградское ш., 141607,
88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-47/43.
info@bollear-plast.ru, www.alpina-plast.ru



LUXPLAST
LUXPLAST

7
шт.

7
шт.

LUXPLAST

LUXPLAST

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВЕЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытового мусора. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bollear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50-037-1707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светоотражающая, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

40412
15.06.2020

LUXPLAST

60x48 мм
7 шт.

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт. 60x48 мм



LUXPLAST
LUXPLAST

7
шт.

7
шт.

LUXPLAST

LUXPLAST

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.


Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

И изготовитель:
ООО «Альпина Пласт», Московская обл., г. Клин,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 105 б,
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
Info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Годен до:
Дата изготовления:
Лот Партия №



VER. 01v.

LUXPLAST 21 ШТ.

LUXPLAST


ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
21 шт. 60x48 мм

60x48 мм
21 шт.

Импортер:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Дзержинское ш., пер. 88, сорп. 3, стр. 103 Б,
Тел: +7 (495) 787-92-68, факс: +7 (495) 787-92-68,
info@alpine-plast.ru, www.alpine-plast.ru



VER. 01v.

LUXPLAST

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: травматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканной основе телесного цвета.
Размер: 60x48 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканной основе

по ТУ 52.50.50-057-1770123-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/0882 от 09.05.2019 г.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения

срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светоотражающая, абсорбирующая подложка из транслюцентного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



40412
15.06.2020

LUXPLAST 21 ШТ.

LUXPLAST


ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
21 ШТ. 60x48 мм



Изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-95-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 01v.

LUXPLAST

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: травмотичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.


Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

Годен до:

Дата изготовления:

Лот Партия №



Информация получена с официального сайта Росздравнадзора

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

40412
15.06.2020

LUXPLAST

LUXPLAST 50 шт.
LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт. 60x48 мм

60x48 мм
50 шт.

Импортер:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградское ш., стр. 88 к/д 3 А, стр. 101 Б.
Тел. +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43
info@alpine-plast.ru, www.alpine-plast.ru



VER. 01v

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предназначены для закрытия/укрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
ПЛАСТЫРИ: асимметричный, пропорциональный, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета.
Размер 60x48 мм – 50 шт.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, каскаглазие, антономия, подготовка к операции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, ожоги и повреждение слизистой оболочки глаза.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.
ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДЕЛИМИ: использовать только ушную часть, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: в помещении при температуре от +5 до +25С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25С, в защищенном от прямого солнечного света месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиТ 1.1.7.790) медицинского отходов.
ЗАКАЗЧИК: ООО «НОГАРА»
Адрес: 115201, г. Москва, Казарский пр-д, д. 11, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.nogara.ru

Пластыри соответствуют (ГОСТ) на нетканый носовой материал на ТУ 11.50.50-057-17/0115-2018
Имеют следующие характеристики:
ИР РЭ 100/0001 от 08.08.2020г.
Срок годности – 5 лет.
Гарантийный срок хранения – 3 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Склеивающий слой
- 3 Воздухопроницаемая нетканая основа
- 4 Склеивающий слой
- 5 Нетканая основа


ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ИМПОРТЕР
ЛОТ



40112
15.06.2020

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору

www.goszdravnadzor.ru



LUXPLAST 50 шт.
LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



60x48 мм
50 шт.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт. 60x48 мм

Импортер:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpine-plast.ru, www.alpine-plast.ru



VER. 01v.

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
ПЛАСТЫРЬ: атрауматичный, парпроицеиый, сорбиционный; на нетканой основе телесного цвета.
Размер: 60x48 мм – 50 шт.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, остротные повреждения.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.
ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115101, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри маркированы ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 02.50.50-053-17707125-2019.
Регистрационное удостоверение
ИР РЗН 2019/0887 от 09.05.2019 г.
Срок годности – 5 лет.
Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитный, абсорбирующий подушечка из нетканого материала
- 3 Нетканая основа



LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт. 72x56 мм



72x56 мм
7 шт.

Годен до:
Дата изготовления:
Лот: Партия №



VER. 01v.

LUXPLAST
LUXPLAST

7
шт.

7
шт.

LUXPLAST

LUXPLAST

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; оголенные поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские (ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-1707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ




- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

40412
15.06.2020

LUXPLAST

72x56 мм
7 шт.

ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт. 72x56 мм



И изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 01v.



Годен до:
Дата изготовления:
Лот/Партия №

LUXPLAST

7
шт.

7
шт.

LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST

пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета.
Размер: 72x56 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.


Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

LUXPLAST 21 ШТ.

LUXPLAST


ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
21 шт. 72x56 мм

72x56 мм
21 шт.

Импортер:
ООО «Аллея Пласт», Московская обл., г. Клин,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
ул. Мухоморова, д. 88, стр. 105, СПО-Б,
Телефон: (495) 787-92-68, факс: (495) 787-92-43,
info@alloy-plast.ru, www.alloy-plast.ru



VER. 01v.

LUXPLAST

**пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: травматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые ранс; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПИН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-057-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РН 2019/8882 от 09.05.2019 г.

Срок хранения – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подложка из нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

Где бы вы

Дата изготовления:

Лот Партия №



40412
15.06.2020

LUXPLAST 21 ШТ.

LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST


ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
21 ШТ. 72x56 мм



Изготовитель:
ООО «Альпина Пласт», Московская обл., г. Клин,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 01v.

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 72x56 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-057-17707123-2019.


Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения
срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

Годен до:

Дата изготовления:

Партия №



Информация получена с официального сайта по назначению
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
www.goszdramnadzor.ru

LUXPLAST

LUXPLAST 50 шт

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



ВОДУ ПРОНИКАЕТ

72x56 мм
50 шт.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт. 72x56 мм

Импортер:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Егорьевск,
Павловское ш., пер. 88 км, востр. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 381-50-42/43
info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru



VER 01v

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРИ: эластичный, непрозрачный, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 72x56 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косметика, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, ожоги и порезы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показанием.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИДЕЛИЯ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИМПОРТЕРИ: в темноте при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при +25°C, в защищенном от прямого солнечного лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.3.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «НОСТАРА»
Адрес: 115201, г. Москва, Кашарский пр-д, д. 15, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.nostara.ru

Импортер: ООО «Альпина Пласт»
на ТУ 02.50.59-601-17/07/15-2018

Дата введения в действие
ИД ТУ 02.50.59-601-17/07/15-2018:

Срок годности – 5 лет.

Срок годности при хранении – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



1. Клеящий тканый слой
2. Смягчающая, абсорбирующая подложка из нетканого материала
3. Нетканая основа

Дата изд.

Дата изготовления

LOT Партия №



40412
15.06.2020

Информация получена с официальной
Федеральной службы по
защите прав потребителей
сайта


LUXPLAST 50 шт.
LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST

LUXPLAST

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



72x56 мм
50 шт.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт. 72x56 мм

Исполнитель:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 01x.

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
ПЛАСТЫРИ: атравматичный, паропропускаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 50 шт.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; язвенные поражения.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.
ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светлоцветная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 50.50.50-057-1770713-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/08087 от 09.09.2019 г.
Срок годности – 5 лет.
Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ

Дата изготовления



Партия №

Янинендрх

РАЗМЕР:
60x48 мм

7
шт.

НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 60x48 мм



7
шт.
Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВНИМАНИЕ! Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность.

ВНИМАНИЕ! Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность.

ВНИМАНИЕ! Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность.

ВНИМАНИЕ! Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность. Пластыри предназначены для лечения воспалительных заболеваний глаз у детей. Пластыри имеют незначительную адгезивную способность.

РАЗМЕР:
60x48 мм

7
шт.

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 60x48 мм



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

RUS

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, воздухопроницаемые, паропроницаемые, сорбиционные; на нетканной основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, анблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов. Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеяное покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Уполномоченный представитель производителя: организация, принимающая претензии (предоставитель) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Болеар Казмед», 050016, г. Алматы, р-н Жетысуский, пр-т Райымбек, д. 221/2, телефон: +7 (727) 313-24-21, bolears@bk.kz

Заказчик: ООО «БОЛЕАР», Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пласт». Адрес: Россия, 141603, Московская обл., с. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 кв. корп. 3 А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43. info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканной основе по: ТУ 32.50.50-037-17707123-2019. Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г. Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

KZ

Балалар үшін қолға арналған буласырылар.
Қолдану жөніндегі нұсқаулық.
Көзді жауып қоюға/жаба тұруға арналған. Буласырылар операциядан кейінгі оңалту кезінде көзді жабуға арналған стерильді сүрткінің сыртынан екінші таңғыш ретінде пайдалануға болады.

Буласыр: атравматикалық, ауа өткізетін, бу өткізетін, сіңіргіш; тоқылмаған негізді, сарғыш түсті. Өлшемі: 60x48 мм – 7 дана.

Қолдануы: операциядан кейінгі оңалту үшін, құтарлықта, амблиопияда. Қолдануға болмайтын жағдайлар: материалдарының жеке-жеке жақлаушылығы; медел конъюнктивит; ашық жаралар; күйік беткейлері.

Пайдаланылуына қойылатын шектеулер: Бір буласырды 24 сағаттан артық пайдаланбау керек.

Жалғызсыз өсерлері: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (дара қаптама-сының желіңкі қабатының құрамында латекс бар).

Буласырды пайдалану тәртібі: қаптамасын ашып, қандадан жасалған қорғасын қабатын алып тастаңыз және буласырды көз айналасының құрғақ таза терісіне бекемдеңіз. Буласырды қажеттілігіне қарай, бірақ тәулігіне бір реттен сиретпей ауыстырып отыру ұсынылады. Буласырды пайдалану уақыты көрсеткіштердегі сәйкес дәрігердің нұсқаулары бойынша белгіленеді.

Буласырды дайындаушы кәсіпорынның қантасысында сақтау шарттары: орындайда +5-тен +30°C-ге дейінгі температура және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында 25°C-де, тікелей түсетін күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек.

Утилизация: Үй жағдайларында, мақсатына сай пайдаланылғаннан кейін буласырларды тұрмыстық қалдық ретінде жою керек. Медициналық ұйымдарда буласыр мақсатына сай пайдаланылғаннан кейін медициналық қалдықтарды жоюдың А классы бойынша жойылуы тиіс (СанПиН 2.1.7.2790).

Өндірушінің уәкілетті өкілі: Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және медициналық бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйым: «Болеар Казмед» ЖШС, 050016, Алматы қ-сы, Жетісу-а-ны, Райымбек д-ны, 221/2 үй, телефон: +7 (727) 313-24-21, bolears@bk.kz

Тапсырыс беруші: ООО «Болеар» 115201, Москва қ-сы, Кашир өткелі, 13 үй, XIV үй-жай. Тел.: 8(495)787-92-68, www.bolear.ru

ИИ Өндіруші: «Альпина Пласт» ЖШС, Ресей, 141600, Москва облысы, Клин қ., Ленинград тасжолы, 88 кв, 103 кұр. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43. info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

ТШ 32.50.50-037-17707123-2019 бойынша Қазақ арналған, тоқылмаған негізді медициналық буласырлар. Тіркеу куәлігі № РЗН 2019/8882, 09.09.2019 ж.

Жараңдылық мерзімі – 5 жыл. Кепілді сақтау мерзімі – 5 жыл. Жараңдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды. Ресейде жасалған



VER 01V

Информация

РАЗМЕР:
60x48 мм

7
шт.


7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 60x48 мм



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

RUSS

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/фуррирования глаза. Пластыри можно использовать как створочный элемент створчатой spectacles для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
Пластыри: атравматичные, воздухопроницаемые, непрозрачные, сорбирующие, на нетканной основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.
Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косметика, анбиозис.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, сыпьяные поверхности.
Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов. Побочные действия: кожная аллергическая реакция (аллергическое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).
Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделия и упаковки предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Упаковка: 5 индивидуальных упаковок после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях А (См. п. 1.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: 115101, г. Москва, Каширский пр.-д, д. 15, пом. XXV
Тел.: +7 (495) 787-93-68, www.alpinoplast.ru
Импортер в РФ: ООО «БОНЕАР»
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.
ИИ Импортёр: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 161603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корпус 3А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканной основе по:
ТУ 32.50.50-037-07/07123-2019
Регистрационный удостоверения № РЗН 2019/0882 от 09.09.2019 г.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок годности – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

UKR

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ на нетканной основе.
Розмір 60x48 мм (розмір) – 7шт.
Призначені для закриття / фуррирування очей. Пластыр можна використовувати як створочний елемент створчатих окулярів для закриття очей при післяопераційній реабілітації.
Пластыр: атравматичний, повітропроникливий, сорбційний, на нетканній основі тілесного кольору.
Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, косметика, анбіозис.
Противопоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів, гострий кон'юнктивіт, відкриті рани, поверхні після операції.
Експлуатаційні обмеження: один пластыр використовувати не більше 24 годин (24 години). Побочні дії: можливі алергічні реакції (алергічне покриття індивідуальної упаковки містить латекс).

Порядок використання виробу: відкрити упаковку, зняти захисний паперовий шар і зафіксувати пластыр на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується міняти пластыр по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до показань.

Умови зберігання виробу в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +30°C і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°C, в захищеному від прямої сонячної радіації місці. Термін придатності – 5 років. Гарантійний термін зберігання – 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Упаковка: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыри піддаються утилізації як побутові сміття. У медичних організаціях пластыр після використання підлягає підлягає утилізації по класу А (См. п. 1.1.7.2790) медичних відходів.

ІІІ Імпортер: ТОВ «Альпіна Пласт»,
141603, Республіка Федеративна, Московська область, м. Клін, Ленінградське шосе, тер. 88 км, будинок 303, тел.: +7(495) 787-93-66, +7(495) 181-50-42/43.
Український представник та Імпортер в Україні: ТОВ «КРММЕДКА»,
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 18, тел./факс: +38 (044) 535-39-46.
www.krmmedka.com



15.06.2020

РАЗМЕР:
60x48 мм

7
шт.

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 60x48 мм



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

(RUS)

Инструкция по применению.

Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, воздухопроницаемые, паронепроницаемые, сорбционные; на нетканной основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV.

Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 кв. корп. 3 А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканной основе по:

ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

(UKR)

Пластырі ОЧІВ ДЛЯ ДІТЕЙ на нетканій основі.

Розмір 60x48 мм (mm) – 7шт.

Призначені для закриття / прикриття очей. Пластыр можна використовувати як вторинну пов'язку поверх стерильної серветки для закриття очей при післяопераційній реабілітації.

Пластыр: атравматичний, повітропроникний, паронепроникний, сорбційний; на нетканій основі тілесного кольору.

Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, косоглаз'я, амбліопія.

Противопоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів; гострий кон'юнктивіт; відкриті рани; поверхні після опіків.

Експлуатаційні обмеження: один пластыр використовувати не більше 24 годин (24 год).

Побічні дії: можливі алергічні реакції (клеєве покриття індивідуальної упаковки містить латекс).

Порядок використання виробів: відкрити упаковку, зняти захисний паперовий шар і зафіксувати пластыр на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується міняти пластыр по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыру визначається рекомендаціями лікаря відповідно до показань.

Умови зберігання виробів в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +30°С і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°С, в захищеному від прямих сонячних променів місці. Термін придатності – 5 років. Гарантійний термін зберігання – 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыр підлягає утилізації як побутове сміття. У медичних організаціях пластыр після використання за призначенням підлягає утилізації по класу А (СанПін 2.1.7.2790) медичних відходів.

ІІІ Виробник: ТОВ «Альпіна Пласт».

141603, Російська Федерація, Московська область, м. Клін, Ленінградське шосе, 88 км, будівля 103, тел.: +7(495) 787-93-66, +7(495) 181-50-42/43.

Уповноважений представник та імпортер в Україні: ТОВ «УКРМЕДКА».

04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 18, тел./факс: +38 (044) 531-39-46.

www.ukrmedika.com



VER. 01v

Информация

Риненердх

РАЗМЕР:
72x56 мм

7
шт.

НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 72x56 мм



7
шт.
ПЛАСТЫРИ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



7
шт.
Пластиры
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Пластиры
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАКТА С ВОЗДУХОМ

Пластиры предназначены для защиты глаз от пыли, ветра, ультрафиолетового излучения, а также от попадания в глаза инородных тел. Пластиры имеют неплотную структуру, что обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. Пластиры изготовлены из нетканого материала, который не раздражает кожу. Пластиры имеют размер 72x56 мм и 7 шт. в упаковке. Пластиры имеют белый и коричневый цвета. Упаковка имеет размер 100x100 мм. Пластиры имеют вес 0,15 г.

ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАКТА С ВОЗДУХОМ

Пластиры предназначены для защиты глаз от пыли, ветра, ультрафиолетового излучения, а также от попадания в глаза инородных тел. Пластиры имеют неплотную структуру, что обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. Пластиры изготовлены из нетканого материала, который не раздражает кожу. Пластиры имеют размер 72x56 мм и 7 шт. в упаковке. Пластиры имеют белый и коричневый цвета. Упаковка имеет размер 100x100 мм. Пластиры имеют вес 0,15 г.

ИЗБЕЖАНИЕ КОНТАКТА С ВОЗДУХОМ

Пластиры предназначены для защиты глаз от пыли, ветра, ультрафиолетового излучения, а также от попадания в глаза инородных тел. Пластиры имеют неплотную структуру, что обеспечивает хорошую воздухопроницаемость. Пластиры изготовлены из нетканого материала, который не раздражает кожу. Пластиры имеют размер 72x56 мм и 7 шт. в упаковке. Пластиры имеют белый и коричневый цвета. Упаковка имеет размер 100x100 мм. Пластиры имеют вес 0,15 г.

РАЗМЕР:
72x56 мм

7
шт.

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 72x56 мм



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

RUS

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/фиксирования глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, воздухопроницаемые, паропроницаемые, сорбирующие, на нетканной основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.
Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Уполномоченный представитель производителя: организация, привлекшая претензии (предоставившая) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Болеар Казмед», 050016, г. Алматы, р-н Жетысуский, пр-т Райымбек, д. 221/2, телефон: +7 (727) 313-24-21, boleaz5@bk.kz

Заказчик: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.boleaz.ru

ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., с. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканной основе по:
ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

KZ

Ересектер үшін біле арналған бұлақылар.
Қолдану жөніндегі нұсқаулық.
Көзді жауап қыюа/жаба тұруға арналған. Бұлақыларды операциядан кейінгі оңалту кезінде көзді жабуға арналған стерильді сүткінің сыртынан есінің таңыры ретінде пайдалануға болады.

Бұлақы: атравматикалық, ауа өткізетін, ылғалды, тоқымаланған негізді, сарғыш түсті. Өлшемі: 72x56 мм – 7 дана.
Қолдануы: операциядан кейінгі оңалту үшін, қатарлықта, амблиопияда.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: материалдардың жеке-жеке жақлаушылығы, жедел конъюнктивит, зиялы жаралар, күйік беткейлері.

Пайдаланушына қойылатын шектеулер: бір бұлақыны 24 сағаттан артық пайдаланбау керек.

Жалпысыз әсерлері: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (дара қаптама-сының желісі қабатының құрамында латекс бар).

Бұлақыны пайдалану тәртібі: қаптамадан алып, қағаздан жасалған қорғаныш қабатын алып тастаңыз және бұлақыны көз айналасының құрғақ таза терісіне бекітіңіз. Бұлақыны қажеттілігіне қарай, бірақ тауығына бір реттен сиретпей ауыстырып атыру ұсынылады. Бұлақыны пайдалану уақыты көрсеткіштерге сәйкес дәрігердің нұсқаулары бойынша белгіленеді.

Бұлақыларды дайындаушы компанияның қаптамасында сақтау шарттары: орындайды +5-тен +30°C-ге дейінгі температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында 25°C-де, тікелей түсетін күн сәулесінен қорғалған жерде сақтау керек.

Утилизация: Үй жағдайында, мақсатына сай пайдаланылғаннан кейін бұлақыларды тұрмыстық қалдық ретінде жою керек. Медициналық ұйымдарда бұлақы мақсатына сай пайдаланылғаннан кейін медициналық қалдықтарды жоюдың А классы бойынша жойылуы тиіс (СанЕІН 2.1.7.2790).

Өндірушінің уәкілетті өкілі: Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық бұйымның сапасы жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және медициналық бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты ұйым: «Болеар Казмед» ЖШС, 050016, Алматы қ-сы, Жетісу а-ны, Райымбек д-ны, 221/2 үй, телефон: +7 (727) 313-24-21, boleaz5@bk.kz

Тапсырыс беруші: ООО «Болеар»
115201, Москва қ-сы, Кашир өткелі, 13 үй, XIV үй-жай. Тел.: 8(495)787-92-68. www.boleaz.ru

ИИ Өндіруші: «Альпина Пласт» ЖШС
Ресей, 141600, Москва облысы, Клин қ., Ленинград тасқолы, 88 км, 103 кур.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43. info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

ТІЛ 32.50.50-037-17707123-2019 бойынша Қазақ арнасын, тоқымаланған негізді медициналық бұлақылар. Тіркеу нұсқалы № РЗН 2019/8882, 09.09.2019 ж.
Жарамдылық мерзімі – 5 жыл. Көпірші сақтау мерзімі – 5 жыл.
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.
Ресейде жасалған



VER. 01V

Информация

РАЗМЕР:
72x56 мм

7
шт.

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 72x56 мм



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

RUSS

Иструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/утирирования глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
Пластыри: асептические, воздухопроницаемые, паронепроницаемые, сорбирующие; на нетканной основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.
Показания и применение: послеоперационная реабилитация, высокая зрелость, отслойка.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, оголенные поверхности.
Экспозиционные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (аллергическое покраснение и/или зуд, раздражение от трения солнечных лучей несте).

Порядок использования: индивидуально вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Предпочтительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
Условия хранения: хранить в упаковке производителя-изготовителя в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, и защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластырь подлежит утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (Смешанный 2.1.2.279) медицинских отходов.
Заявление: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: 115101, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV.
Тел: +7 (495) 787-92-68, www.alpinoplast.ru

Импортер в РФ: ООО «СВЕТЛАР» Беломоор, 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4. Тел: +375 (17) 373-85-20
ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141403, Московская обл., с. Клин, Ленинградское ш., тер. 88 км, пом. 1.А, стр. 103 Б. Тел: +7 (495) 787-92-66, +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru
Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканной основе по:
ТУ 32.58.50-097-1707123-2019
Регистрационный номер в РФ: РЗН 2019/0882 от 09.09.2019 г.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

UKR

Пластырь ОЧИ для ДВОСЛІК на нетканній основі.
Розмір 72x56 мм (шт) – 7шт.
Призначення: для закриття / утирирування очей. Пластырь можна використовувати як вторинну пов'язку поверх стерильної салфетки для закриття очей при післяопераційній реабілітації.
Пластырь: асептичний, повітрянопроникливий, паронепроникливий, сорбційний; на нетканній основі телесного кольору.
Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, висока зрілість, амбліопія.
Противопоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів; гострий кон'юнктивіт; відкриті рани; оголені поверхні очей.

Експозиційні обмеження: один пластырь використовувати не більше 24 годин (24).
Побічні дії: можливі алергічні реакції (алергічне почервоніння і/або свербіж, подразнення від тріння сонячних променів несте).

Порядок використання: індивідуально відкрити упаковку, зняти захисний паперовий шар і зафіксувати пластырь на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується змінювати пластырь по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Термін придатності пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до показань.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника-виробника в приміщенні при температурі від +5 до +30°C і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°C, і захищеному від прямого сонячного світла місці. Термін придатності – 5 років. Гарантійний термін зберігання – 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластырь підлягає утилізації як побутові сміття. У медичних організаціях пластырь після використання за призначенням підлягає утилізації по класу А (Смешаний 2.1.2.279) медичних відходів.

Виробник: ТОВ «Альпіна Пласт», 141403, Рівніська Федерація, Московська область, м. Клін, Ленінградське шосе, тер. 88 км, будинок 103, тел: +7(495) 787-92-66, +7(495) 181-50-42/43.
Уповноважений представник в Україні: ТОВ «СВЕТЛАР», 04073, Україна, м. Київ, вул. Курчівська, 18, тел./факс: +38 (044) 534-39-46, www.alpinoplast.com



РАЗМЕР:
72x56 мм

7 шт.

7 шт. Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАННОЙ ОСНОВЕ
РАЗМЕР: 72x56 мм



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



VER 01v

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать для фиксации повязки повтора стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: прозрачные, воздухопроницаемые, сорбционные; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

Пластыри в упаковке: воздухопроницаемая реабилитация, высокая воздухопроницаемость; высокая непрозрачность материалов; эластичный полимерный клей; оптическое окно; светлая окраска.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов. Наибольшее действие: высокая адгезивность; разрывная прочность; воздухопроницаемость; воздухопроницаемая реабилитация, высокая воздухопроницаемость.

Порядок использования: подготовить кожу пациента, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Успокоительный эффект пластыря по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Профилактическая: использовать пластыри при необходимости разрешения зрительного аппарата. Сопоставление.

Условия хранения: хранение при температуре от -5 до +30°C в герметичной упаковке не более 80% при 25°C, в закрытой упаковке при температуре от +5 до +30°C. Указания: в докладе, в котором описано использование по назначению пластыря после использования по назначению. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (Смешан) (2.1.1.27.90) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «ИПЭРА»
Адрес: 115301, г. Москва, Каширский пр., д. 13, пом. XIV,
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.kozma.ru
Импортер в РФ: ООО «ИПЭРА» (ИПЭРА)
220124, г. Минск, ул. М. Давыдова, 113/6, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-85-20
Исполнитель: ООО «Алмедиа Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Коломна, Ленинградское ш., пер. 88 км,
корп. 3А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-46; +7 (495) 787-93-47/48
info@almedia-plast.ru, www.almedia-plast.ru

Пластыри медицинские ПЛАЗМЕ на нетканой основе по:
ТУ 33.50-019-17707125-2015
Регистрационное удостоверение №РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СРЕДСТВО В РОССИИ



Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать для фиксации повязки повтора стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: прозрачные, воздухопроницаемые, сорбционные; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

Пластыри в упаковке: воздухопроницаемая реабилитация, высокая воздухопроницаемость; высокая непрозрачность материалов; эластичный полимерный клей; оптическое окно; светлая окраска.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов. Наибольшее действие: высокая адгезивность; разрывная прочность; воздухопроницаемость; воздухопроницаемая реабилитация, высокая воздухопроницаемость.

Порядок использования: подготовить кожу пациента, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Успокоительный эффект пластыря по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Профилактическая: использовать пластыри при необходимости разрешения зрительного аппарата. Сопоставление.

Условия хранения: хранение при температуре от -5 до +30°C в герметичной упаковке не более 80% при 25°C, в закрытой упаковке при температуре от +5 до +30°C. Указания: в докладе, в котором описано использование по назначению пластыря после использования по назначению. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (Смешан) (2.1.1.27.90) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «ИПЭРА»
Адрес: 115301, г. Москва, Каширский пр., д. 13, пом. XIV,
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.kozma.ru
Импортер в РФ: ООО «ИПЭРА» (ИПЭРА)
220124, г. Минск, ул. М. Давыдова, 113/6, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-85-20
Исполнитель: ООО «Алмедиа Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Коломна, Ленинградское ш., пер. 88 км,
корп. 3А, стр. 103 Б. Тел.: +7 (495) 787-93-46; +7 (495) 787-93-47/48
info@almedia-plast.ru, www.almedia-plast.ru

Пластыри медицинские ПЛАЗМЕ на нетканой основе по:
ТУ 33.50-019-17707125-2015
Регистрационное удостоверение №РЗН 2019/8882 от 09.09.2019 г.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СРЕДСТВО В РОССИИ

Информаци

Федер

www