

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора  
федерального государственного  
бюджетного учреждения «Центр  
стратегического планирования и  
управления медико-биологическими  
рисками здоровью» Федерального  
медико-биологического агентства  
(ФГБУ «ЦСБ» ФМБА России)

Г.А. Шипулин

2021 г.

«23»






## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2  
тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19)  
методом полимеразной цепной реакции  
«АмплиТест SARS-CoV-2»







Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими  
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства  
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 IVD     
тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19)  
методом полимеразной цепной реакции

**«АмплиТест SARS-CoV-2»** 

• «АмплиТест РИБО-преп» вариант 100 - комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала 


• «ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F - комплект реагентов для обратной транскрипции РНК и амплификации фрагмента гДНК коронавируса SARS-CoV-2 с детекцией в режиме «реального времени» 


Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разукруплять в соответствии с указанными температурами хранения

**REF** T-V002-FRT

**LOT**

CV 210212 

2021-02-16 

2022-02-16


ТУ 21.20.23-002-01897400-2020

Регистрационный номер: РЗН 2020/9765

119121, Москва, Погодинская ул., д. 10, стр. 1

тел.: 8 (499) 246-58-24 факс: 8 (499) 245-03-14 e-mail: info@scfmba.ru, www.scfmba.ru








Фотография части 1 набора реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2».





Информация получена официально  
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России



**ФГБУ «ЦСП» ФМБА России**  
19121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10 стр. 1  
тел. 8(499)246-58-24; факс. (499)245-03-14  
e-mail: info@csfmba.ru

**ИВД** **И** **!**

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции  
**«АмплиТест SARS-CoV-2»**  
«АмплиТест РИБО-пре» вариант 100 – комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала

Состав комплекта:  
Раствор для лизиса 30 мл × 1  
Раствор для преципитации 20 мл × 2  
Раствор для отмывки 3 25 мл × 2  
Раствор для отмывки 4 20 мл × 1  
РНК-буфер 1,2 мл × 8  
Контрольные образцы ОКО 1,2 мл × 2  
ВКО IC-R1 1,2 мл × 1  
ПКО РНК SARS-CoV-2 0,15 мл × 1

**96** **8°C**  
**2°C**

**REF** T-V002-FRT **LOT** CV210212 **2021-02-16** **2022-02-16**

ТУ 21.20.23-002-01897400-2020  
Регистрационный номер: РЗН 2020/9765



Фотография части 2 набора реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2».



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Копия верна

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ лист \_\_\_\_  
Зам. генерального директора по научно-  
производственной деятельности ФГБУ «ЦСП»  
ФМБА России

Г.А. Шипулин

