

17, Krylatskaya str., bld. 4, floor 2, premises I,
room 2 Moscow, 121614
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 4,
эт. 2 пом. I ком 2
Tel.: +7 495 139 26 89

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и сертификации
ООО «ЛайфСкан Раша»



Харитонов А.П.

М.П.

«04» августа 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Контрольный раствор средней концентрации OneTouch Select ® Plus

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.ru



Контрольный раствор средней концентрации OneTouch Select[®] Plus

Контрольный раствор средней концентрации OneTouch Select® Plus с упаковкой



Макет маркировки флакона (первичной упаковки) Контрольного раствора средней концентрации OneTouch Select® Plus:

ONETOUCH Select® Plus

Контрольный раствор средней
концентрации OneTouch Select® Plus

Используйте с тест-полосками OneTouch Select® Plus.
Для самотестирования. Аккуратно встряхните перед
использованием. **Не** храните в холодильнике. **Не** глотайте.
Утилизируйте через 3 месяца после вскрытия.



0344



LOT



Дата утилизации: _____



Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Губельштрассе 34
6300 Цуг, Швейцария

Plus - Плюс.
Дата ред.
макета: 04/2020

AW 06950203A 3,75 mL
© 2018–2020 LifeScan
IP Holdings, LLC



Информация по лоту
Федеральной службе по защите информации

Яниана охраняет
здоровье

ONETOUCH
Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
OneTouch Select® Plus

Для использования
с глюкометрами серии
OneTouch Select® Plus
и тест-полосками
OneTouch Select® Plus.

1 флакон



ONETOUCH
Для саморегистрации. Не
хранить в холодильнике. Не
глотать. Аккуратно встряхнуть
перед использованием.

Контрольный раствор содержит
водный буферный раствор
глюкозы (0.12%), стабилизаторы,
регулятор вязкости, консервант,
краситель.

флакон объемом 3,75 мл.

Plus - Плюс.
Дата ред. макета: 04/2020
AW 06916405A
023-287
OneTouch®
© 2018-2020 Lifescan IP Holdings, LLC



⚠ Не используйте по истечении срока
годности. Напишите дату утилизации на
флаконе. Утилизируйте через 3 месяца после
вскрытия. Не используйте при отсутствии или
нарушении целостности пломб.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



AW 06916405A



Мониторинг

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdravnadzor.ru