

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
ООО «ЛЕО»

Жирякова О.В.

"27" ноября 2020 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала  
по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020**

2020



Рисунок 1 – Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020. Цвет: голубой.





Рисунок 2 – Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020. Цвет: белый (натуральный).



Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020  
Размер (длина x ширина): 17,5 см x 9,5 см.  
Цвет: белый (натуральный).  
Количество:  - 5 шт. в упаковке.  - 10 шт. в упаковке.  - 40 шт. в упаковке.  - 50 шт. в упаковке.

ООО «ЛЕО», Россия, 142645, Московская область, г. Орехово-Зуево, с. Богородское, участок 88Б, стр. 1.

Место производства: ООО «ЛЕО», Россия, 142645, Московская область, г. Орехово-Зуево, с. Богородское, участок 88Б, стр. 1.

LOT 20-001-047

08.09.2020 08.09.2025

«Нестерильно»

Соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10. Использованные изделия подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.

**Способ применения:** 1. Медицинскую маску используют однократно. 2. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. 3. Резинки на маске следует зафиксировать на ушных раковинах. 4. Гибкий носовой фиксатор следует плотно пригнать по спинке носа. 5. Специальные складки на маске необходимо развернуть, придав маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу. 6. Если маска стала влажной, ее следует заменить на чистую и сухую. Менять маски не рекомендуется через 2 часа. 7. В случае попадания на маску крови или другой биологической жидкости нужно заменить маску на другую.

РУ № РЗН 2020/10189 от 29.04.2020 г.

Рисунок 3 – Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020. УПАКОВКА - ПАКЕТ ИЗ ПЛЕНКИ






Рисунок 4 – Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020. УПАКОВКА - КОРОБКА ИЗ КАРТОНА

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdravnadzor.ru

Всего прошнуровано и скреплено печатью

5 ( пять ) лист 06

Директор  
ООО "ЛЕО"

Жирякова О.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
ООО «ЛЕО»

Жирякова О.В.

"03" сентября 2020 г.



**МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала  
по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020**

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.gosdrazhnadzor.ru](http://www.gosdrazhnadzor.ru)

2020



**Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020**

**Размер (длина x ширина): 17,5 см x 9,5 см.**


**Цвет: белый (натуральный).**

**Количество:**  - 5 шт. в упаковке.  - 10 шт. в упаковке.  - 40 шт. в упаковке.  - 50 шт. в упаковке.

ООО «ЛЕО», Россия, 142645, Московская область, г. Орехово-Зуево, с. Богородское, участок 88Б, стр. 1.

**Место производства:** ООО «ЛЕО», Россия, 142645, Московская область, г. Орехово-Зуево, с. Богородское, участок 88Б, стр. 1.

**LOT** XX-XXX-XXX



«Нестерильно»

**Соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019**

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10. Использованные изделия подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.

**Способ применения:** 1. Медицинскую маску используют однократно. 2. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. 3. Резинки на маске следует зафиксировать на ушных раковинах. 4. Гибкий носовой фиксатор следует плотно пригнуть по спинке носа. 5. Специальные складки на маске необходимо развернуть, придав маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу. 6. Если маска стала влажной, ее следует заменить на чистую и сухую. Менять маски не реже чем через 2 часа. 7. В случае попадания на маску крови или другой биологической жидкости нужно заменить маску на другую.

**РУ № РЗН 2020/10189 от 29.04.2020 г.**

Маркировка медицинского изделия: Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020 (цвет: белый (натуральный)).

**Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020**

**Размер (длина x ширина): 17,5 см x 9,5 см.**

**Цвет: голубой.**

**Количество:**  - 5 шт. в упаковке.  - 10 шт. в упаковке.  - 40 шт. в упаковке.  - 50 шт. в упаковке.

ООО «ЛЕО», Россия, 142645, Московская область, г. Орехово-Зуево, с. Богородское, участок 88Б, стр. 1.

**Место производства:** ООО «ЛЕО», Россия, 142645, Московская область, г. Орехово-Зуево, с. Богородское, участок 88Б, стр. 1.

**LOT** XX-XXX-XXX



«Нестерильно»

**Соответствует типу II по ГОСТ Р 58396-2019**

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10. Использованные изделия подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790-10.

**Способ применения:** 1. Медицинскую маску используют однократно. 2. Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. 3. Резинки на маске следует зафиксировать на ушных раковинах. 4. Гибкий носовой фиксатор следует плотно пригнуть по спинке носа. 5. Специальные складки на маске необходимо развернуть, придав маске более функциональную форму для плотного прилегания к лицу. 6. Если маска стала влажной, ее следует заменить на чистую и сухую. Менять маски не реже чем через 2 часа. 7. В случае попадания на маску крови или другой биологической жидкости нужно заменить маску на другую.

**РУ № РЗН 2020/10189 от 29.04.2020 г.**

Маркировка медицинского изделия: Маска медицинская, одноразовая, трехслойная, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-001-45722251-2020 (цвет: голубой).



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdravnadzor.ru

Всего прошнуровано и скреплено печатью

2 ( два ) лист с

Директор

ООО "ДЕО"

Жирякова О.В.

