

Набор реагентов
Для ускоренной диагностики

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека

ИФА-Тестостерон

Набор реагентов на исследование 48 образцов, включая контрольные

| | |
|--|-----------------|
| Состав набора | 1 планшет |
| Иммуносорбент | 1 фл. (2,0 мл) |
| Калибровочные пробы (КП) | 2 фл. (10,0 мл) |
| КПЗ-6 | 1 фл. (0,5 мл) |
| Кр. ингибирующая | 1 фл. (1,0 мл) |
| Конъюгат | 1 фл. (1,0 мл) |
| ОБР(МФ) | 1 фл. (2,0 мл) |
| РН | 1 фл. (1,0 мл) |
| Стоп-реагент | 1 фл. (1,0 мл) |
| Одноразовые наконечники для автоматических планшетов | 16 шт. |

Принадлежности:
Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Хлороформ для планшетов 4 шт.

ИФА-титал в ВГО, 2021



ИФА-Тестостерон
Конъюгат
18 мл
с. 02
Годен до 2021.04

ИФА-Тестостерон
ОБР(х40)
25 мл
с. 02
Годен до 2021.04

ИФА-Тестостерон
Стоп-реагент
15 мл
с. 02
Годен до 2021.04

ЗАО «ЭКОлаб»

**Инструкция
по применению набора реагентов**

«Тест-система иммуноферментная для количественного определения тестостерона в сыворотке крови человека»

ИФА-Тестостерон



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


В.Ю. Борисов



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
2 (два) лист 2
Зам. Ген. директора ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"21" 03 2021 г.