

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора
федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр
стратегического планирования и
управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального
медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСБ» ФМБА России)

Г.А. Шипулин

«23»  2021 г.







ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2
тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19)
методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест SARS-CoV-2»




Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 IVD   
тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19)
методом полимеразной цепной реакции

«АмплиТест SARS-CoV-2» 

• «АмплиТест РИБО-преп» вариант 100 - комплект реагентов для экстракции
РНК/ДНК из биологического материала 


• «ПЦР-комплект» вариант FRT-96 F - комплект реагентов для обратной
транскрипции РНК и амплификации фрагмента гДНК коронавируса
SARS-CoV-2 с детекцией в режиме «реального времени» 


Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

REF T-V002-FRT

LOT

CV 210212 

2021-02-16 

2022-02-16


ТУ 21.20.23-002-01897400-2020

Регистрационный номер: РЗН 2020/9765

119121, Москва, Погодинская ул., д. 10, стр. 1

тел.: 8 (499) 246-58-24 факс: 8 (499) 245-03-14 e-mail: info@scsp.fmba.ru, www.scsp.fmba.ru

Фотография набора реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2» до вскрытия внешней упаковки.



Фотография части 1 набора реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2».



Информация получена официально
ФГБУ «ЦСП» ФМБА России



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
19121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10 стр. 1
тел. 8(499)246-58-24; факс. (499)245-03-14
e-mail: info@csfmba.ru

IVD I A

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции
«АмплиТест SARS-CoV-2»
«АмплиТест РИБО-преп» вариант 100 – комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК из биологического материала

Состав комплекта:
Раствор для лизиса 30 мл × 1
Раствор для преципитации 20 мл × 2
Раствор для отмывки 3 25 мл × 2
Раствор для отмывки 4 20 мл × 1
РНК-буфер 1,2 мл × 8
Контрольные образцы ОКО 1,2 мл × 2
ВКО IC-R1 1,2 мл × 1
ПКО РНК SARS-CoV-2 0,15 мл × 1

96 2°C 8°C

REF T-V002-FRT LOT CV210212 2021-02-16 2022-02-16

TU 21.20.23-002-01897400-2020
Регистрационный номер: РЗН 2020/9765



Фотография части 2 набора реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2».

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Копия верна

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью _____ лист __
Зам. генерального директора по научно-
производственной деятельности ФГБУ «ЦСП»
ФМБА России

Г.А. Шипулин

