

УТВЕРЖДАЮ

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Генеральный директор



Чэнь Син


по доверенности от 25.08.2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Краситель M-6FD DYE для гематологических анализаторов BC-6800Plus, BC-6200,  
BC-6000

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
www.goszdravnadzor.ru

Фотографическое изображение внутренней упаковки МИ Краситель M-6FD DYE для гематологических анализаторов BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000 (48 мл)



Фотографическое изображение маркировки внутренней упаковки МИ Краситель M-6FD DYE для гематологических анализаторов BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000 (48 мл)

**M-6FD DYE** 48mL  
P/N: 105-012281-00

The M-6FD DYE participates in WBC differentiation in the DIFF channel together with M-6LD LYSE.

**APPLICABLE INSTRUMENTS:** BC-6000, BC-6000Plus, BC-6100, BC-6100Plus, BC-6200, BC-6600Plus, BC-6700Plus, BC-6800Plus.

**WARNINGS:**  
Do not inhale and/or ingest. In case of inhalation or ingestion, induce vomiting and seek medical advice immediately.  
Avoid skin contact. In case of skin contact, flush the affected area with plenty of water immediately.  
Avoid eye contact. In case of eye contact, flush the affected area with plenty of water and seek medical advice immediately.

**PRECAUTIONS:**  
Do not use expired products.  
Do not store the product at high temperature and avoid sunlight exposure.  
Dispose of waste product, residual product and contaminated packaging in accordance with government regulations.

**STORAGE AND EXPIRATION DATE:**  
This product shall be stored in ventilated room free from corrosive gas and light at 2°C–30°C with the humidity lower than 90%. The shelf life is 1 year.  
It shall be used at 15°C–32°C and within 60 days after being opened.

**ACTIVE INGREDIENTS:**  
Fluorochrome.....50.01%  
Ethylene Glycol.....94-99%

**KEEP AWAY FROM LIGHT**

0035

03642193886448099185

2020-04-11 LOT 2019041202


SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.  
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

mindray

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)  
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

047-020892-00(2.0)

Фотографическое изображение внутренней упаковки МИ Краситель M-6FD DYE для гематологических анализаторов BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000 (12 мл x 4 шт)



Фотографическое изображение маркировки внутренней упаковки МИ Краситель M-6FD DYE для гематологических анализаторов BC-6800Plus, BC-6200, BC-6000 (12 мл x 4 шт)



# M-6FD DYE

12mL

P/N: 105-012314-00

The M-6FD DYE participates in WBC differentiation in the DIFF channel together with M-6LD LYSE.

**APPLICABLE INSTRUMENTS:** BC-6000, BC-6000Plus, BC-6100, BC-6100Plus, BC-6200, BC-6600Plus, BC-6700Plus, BC-6800Plus.

### WARNINGS:

- Do not inhale and/or ingest. In case of inhalation or ingestion, induce vomiting and seek medical advice immediately.
- Avoid skin contact. In case of skin contact, flush the affected area with plenty of water immediately.
- Avoid eye contact. In case of eye contact, flush the affected area with plenty of water and seek medical advice immediately.

### PRECAUTIONS:

- Do not use expired products.
- Do not store the product at high temperature and avoid sunlight exposure.
- Dispose of waste product, residual product and contaminated packaging in accordance with government regulations.

### STORAGE AND EXPIRATION DATE:

This product shall be stored in ventilated room free from corrosive gas and light at 2°C~30°C with the humidity lower than 90%. The shelf life is 1 year. It shall be used at 15°C~32°C and within 60 days after being opened.

### ACTIVE INGREDIENTS:

Fluorochrome.....	≤0.01%
Ethylene Glycol.....	94-99%

0135



02439040411078969399



2019-10-12

LOT

2018101301





SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.  
Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,  
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China

**mindray**



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)  
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

047-020892-00(1.0)



**KEEP AWAY FROM LIGHT**

прошито  
и скреплено  
печатью  
5 листов

по доверенности от 26.08.19г



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.ru