

7

шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

7

шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®



И изготовитель:
ООО «Липина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Дмитридовское ш., стр. 69 эк. корп. 3А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 187-92-66-67 (495) 181-50-42/43,
info@lipina-plast.ru, www.lipina-plast.ru

72x56 мм

VER. 4 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластыри: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019. Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/В882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.


Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа





14
ШТ.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

14
ШТ.

LUXPLAST®



72x56 мм

Изоготовитель:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 161603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 8В кв. корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 161-50-42/43.
info@alpine-plast.ru, www.alpine-plast.ru

VER. 4 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атрауматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8862 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.


Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа





14
шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

14
шт.

LUXPLAST®



60x48 мм

И изготовитель:

ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградская ш., пер. 88 км. корп. 3А, стр. 103 Б.
Тел. +7 (495) 787-93-46; +7 (495) 161-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

VER. 4 AP

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паронепроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.


Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



LUXPLAST®


7
ШТ.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

7
ШТ.

LUXPLAST®



60x48 мм

Изготовитель:
ООО «Альпина Пласт», г. Клин,
Адрес: Россия, 146003, Московская обл.,
Дмитровский ш. пер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 811-50-42/43,
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

VER. 4 AP

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластырь: травматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.

www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № P3N 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Партия № LOT
Дата изготовления
Гарантия

60x48 мм
7 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

LUXPLAST®

7
шт.

7
шт.

LUXPLAST®



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт., 60x48 мм

Изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Дзержинский район, с/пос. Давыдовское, д. 15 Б,
Ленинградская область, г. Ленинград, 191304, ул. Б.
Деникина, 7 (495) 787-92-68, т. (495) 131-30-42/43,
info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru



VER. 03v.



4 60 Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 7 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм, – 7 шт.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.
ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info
ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17107123-2019
Регистрационное удостоверение
№ РЭН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ
Срок годности – 5 лет
Гарантийный срок хранения – 5 лет
Не использовать после истечения срока годности
СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая, воздухопроницаемая нетканая основа
- 3 Нетканая основа



LUXPLAST®

LUXPLAST® 14 ШТ.
LUXPLAST® 14 ШТ.

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
14 шт., 60x48 мм



И изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141003, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43,
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER 02v.

4 6



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 14 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: травматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 14 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПин 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV, Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе

по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации

и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



шт. 21

LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 21 шт.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2-1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр.-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Дынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707113-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РБ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

21 шт., 60x48 мм

LUXPLAST® 21 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ**НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

21 шт., 60x48 мм

LUXPLAST®

Изготовитель:

ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл.

Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3

Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181

info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Дата изготовления

Лот

Лот



4 607046 1746365

VER 02v.

50 шт.
LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 50 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паронепроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 60x48 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытового мусора. В медицинских организациях пластыри после использования подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV, Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4, Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РБ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

50 шт., 60x48 мм

LUXPLAST® 50 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт., 60x48 мм



LUXPLAST®

LUXPLAST®
LUXPLAST®

7 ШТ.

7 ШТ.

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

72x56 мм
7 ШТ.

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт., 72x56 мм



LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 7 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: травматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны, ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68 www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.


Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ

Срок годности – 5 лет

Гарантийный срок хранения – 5 лет

Не использовать после истечения срока годности

ДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

Исполнитель:
ООО «БОЛЕАР»

Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 3, А, стр. 105 Б,
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 181-50-42/43,
info@alpha-plast.ru, www.alpha-plast.ru



Годен до

Дата
изготовления

LOT Партия №



VER. 03v.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

72x56 мм
14 шт.

ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
14 шт., 72x56 мм



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «Алпина Пласт»,
г. Минск, ул. Мухоморова, д. 88, к. корпус 3, А, стр. 103/Б,
Ленинградская обл., г. Могилев, ул. Мухоморова, д. 88, к. корпус 3, А, стр. 103/Б,
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 181-50-47/43,
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 02v.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

LUXPLAST® 14 ШТ.
LUXPLAST® 14 ШТ.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 14 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: травматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 14 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые повреждения.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед»
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские **ГЛАЗНЫЕ** на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЭН 2019/8887 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

шт 21
LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 21 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропропускаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, чаще всего одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед». 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

21 шт., 72x56 мм

LUXPLAST® 21 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
21 шт., 72x56 мм

Изготовитель:

ООО «Альпина Пласт».

Адрес: Россия, 141603, Московская обл.

Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3

Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181

info@alpina-plast.ru. www.alpina-plast.ru



VER. 02v.



4 607046 1746389

50 шт.
LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 50 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета.
Размер: 72x56 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр.-д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 52.50.50-037-17707125-2019.

Регистрационное удостоверение № РЭН 2019/8582 от 20.07.2020 г.

Не подлежат обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 3 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

50 шт., 72x56 мм

LUXPLAST® 50 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт., 72x56 мм





**пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 50 шт.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед», 220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 52.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 3 лет. Гарантийный срок хранения – 3 лет.


Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

50 шт., 72x56 мм



**ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

50 шт., 72x56 мм



РАЗМЕР:
60x48 мм

7
ШТ.

оруду в сфере

7
ШТ.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 60 x 48 мм, 7 шт.



пластыри
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



Объем:
Длина упаковки:

Дата изготовления:
Действителен курс:

LOT Партия №

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7
ШТ.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



VER. 02 kz

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60 x 48 мм) – 7 шт.

Инструкция по применению.

Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как временную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: эластичные, паропропускающие, сорбционные, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала, острый конъюнктивит, трахит, ячмень, слезоточивость.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке: предприятие-изготовитель: в помещении при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинским отходом.

Уполномоченный представитель производителя: организация, принимающая претензии (предложение) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Альпина Пласт», 050016, г. Алматы, р-н Жетысуйский, пр-т Райымбека, д. 221/2, телефон: +7 (727) 313-24-21, boka@sibbtl.zk Заключено: ООУ «БОЛАРА».

Адрес: 115201, г. Москва, Казанский пр. д. 15, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.alpinplast.info

ИП Никитовичева-ОЮО «Альпина Пласт», Россия, 341605, Московская область, с. Клев, Ленинградское ш., территория 88 кв. м, 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-95-66, +7 (495) 181-50-42/43. info@alrina-plast.ru, www.alrina-plast.ru

Пластыри медицинского ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-057-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г. Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ. Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет. Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

KZ БАЛАЛАР ҮШІН ҚӨЗТЕ АРНАЛҒАН
буласырлар (60x48 мм) – 7 дан.

Қолдану әдісіндегі нұсқаулар.

Буласырлар қолдану қажет жағдайда тұрғын арнаған. Буласырлар операциядан кейінгі операция кезінде қажет жағдайда арнайы стерильді сүрткішпен қартып екі шеті таңбаға ретінде пайдалануға болады.

Буласырлар: жаралатпайтын, ауа өткізетін, бұтытпеген, сипірітпеген, тоқымадан негізделген түстік.

Ауа өткізетін. Өлшем: 60x48 мм – 7 дан.

Қолдануға: операциядан кейінгі операция, сипірітпеген, амблиопия.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: Материяларға жеке тәуелсіздік, икеден қорықпайтын; ашық жаралар; құйғын беткейлер.

Пайдалану кезіндегі шешетінулер: Бір буласырды 24 сағаттан артық пайдалануға болмайды.

Жағымсыз әсерлер: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (жеке қаптанымның немесе қаптың құрамында латекс бар).

Бұйымдарды пайдалану тәртібі: қаптаным ашып, қорғаныш қағаз қабытпаны алып тастау керек және буласырды қоздырмадан сорғып, таза теріге қабіптіну керек. Буласырларды қажет болған жағдайда ауыстыру ұсынылады, бірақ тәуелсіз кезінде бір рет ауыстырып алу керек. Буласырды пайдалану ұақтымы көрсеткіштеге сайақ; дәрігердің ұсынастырымен амнстадалу.

Бұйымдарды дайындаушы қаспоярының қаптанымда сілтеме шарттары: температурасы +5-тен 30°С -ге дейінгі және ауаның салыстырмалы ыңғайлылығы 50% -дан аспайтын болмағе 25° кезінде, тиелі күн сәулесімен қорғалған жерде.

Утилизация: Үйде, тағайымдалу бойынша пайдаланымнан кейін, буласырлар тұрмыстық қоқыс ретінде утилизациялану керек. Медициналық қаптанымды буласыр тәуелсіздіну бойынша пайдаланымнан кейін медициналық қаптанымды арнайы А классы (СанПиН 2.1.7.2790) бойынша утилизациялануға жігеті. Өндірушінің уәкілетті екілі: тұтынушылардың медициналық бұйым бойынша шалқымадарын (протыпастарды) қабылдайтын және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық бұйымның тірелуден кейінгі қауіпсіздігін бақылауға жауапты ұйым: «Болар Казмед» ЖШС, 050016, Алматы қ., Жетісу ауд., Райымбек даңғ., 221/2 үй, телефон: +7 (727) 313-24-21, boka@sibbtl.zk

Төлемсіз беруші: «Болар» ЖШС, Мекенжайы: 115201, Мәскеу қ. с. ш. Казань өтегі, 15 үй, XIV үй жай. Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.alpinplast.info

ИП Дайымдары: «Альпина Пласт» ЖШС, Ресей, 141605, Мәскеу облысы, Клев қ., Ленинград тж. жолы, 88 кв. аумағы, 3А, 103Б к.р. Тел.: +7 (495) 787-95-66, +7 (495) 181-50-42/43. info@alrina-plast.ru, www.alrina-plast.ru

ТШ 32.50.50-057-17707123-2019 бойынша тоқымадан негізделген медициналық КӨЗГЕ АРНАЛҒАН Буласырлар.

Түптеу құжаты № РЗН 2019/8882 – 20.07.2020 г. Ресей Федерациясында міндетті сертификация және декларациялануға қаттыды. Жарамдылық мерзімі – 5 жыл. Сақтау және кезінде-дәрігерге мерзімі – 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Ресейде жасалған.

РАЗМЕР:
60x48 мм

7
шт.

оружью в сфере

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 60 x 48 мм, 7 шт.



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Годен до:
Продать до:

Дата изготовления:
Дата производства:

Лот
Партия №

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

VER. 01 ukr

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60 x 48 мм) – 7 шт.

Инструкции по применению:

Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как в торцевую повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: эластичные, непрозрачные, сорбционные, на нетканой основе тейксного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, анблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, ожоги на поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часа. Побочные действия: возможны аллергические реакции (клейкое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделия в упаковке: предельно-высокая температура не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (См. п. 11.2.2.9(0) медицинских отходов).

Заказчик: ООО «НОЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр. д. 15, пом. XIV
Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

Импортер в РФ: ООО «НОЕАР» Белмеда,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 125 б, кабинет 4. Тел.: +375 (31) 375-85-20.

Импортер в Украине: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская область, с. Клин, Ленинградское ш., территория 88 км, к. 3А, стр. 1.0316. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43; info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-057-17707123-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

UKR

Пластыри ОЧНІ ДЛЯ ДІТЕЙ на нетканій основі.
Розмір 60x48 мм (шт) – 7шт.

Призначені для закриття / прикриття очей. Пластырь можна використувати як вторинну повязку поверх стерильної серветки для закриття очей при післяопераційній реабілітації.

Пластырь: еластичний, непрозорий, сорбційний, на нетканій основі тейксного кольору.

Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, косоглаздя, анбліопія.

Противопоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів, гострий кон'юнктивіт, відкриті рани, ожерани після опіків.

Експлуатаційні обмеження: один пластырь використувати не більше 24 години (Р). Побічні дії: можливі алергічні реакції (клеєве покриття індивідуальної упаковки містить латекс).

Порядок використання виробів: відкрити упаковку, зняти захисний паперовий шар і зафіксувати пластырь на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується міняти пластыри по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до показань.

Умови зберігання виробів в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +30°C і вологості вологості пацатри не більше 80% при 25°C, в захищеному від прямих сонячних променів місці. Термін придатності – 5 років. Гарантійний термін зберігання – 5 років. Не використувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыри підлягають утилізації як побутові сміття. У медичних організаціях пластыри після використання за призначенням підлягають утилізації відповідно до схеми обігу медичних відходів.

Імпортер в Україні: ТОВ «Альпіна Пласт»,
141603, Російська Федерація, Московська область, м. Клін, Ленінградське шосе, територія 88 км, корпус 3А, будинок 1.0316, тел.: +7(495) 787-93-66, +7(495) 181-50-42/43.

Імпортер в Україні: представник в Україні: ТОВ «УКРЕММЕДКА»,
04075, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 16, тел./факс: +38 (044) 531-39-46.
www.ukmedika.com



РАЗМЕР:
72x56 мм

7
шт.

орю в сфере

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 72 x 56 мм, 7 шт.



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Береги до:
Дети жазыды.

Дата изготовления:
Дәйімделген күні:

LOT Партия №

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



VER. 02 kz

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72 x 56 мм) – 7 шт.

Инструкция по применению.

Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, воздухопроницаемые, сорбционные; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косметика, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ослеплые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клевое покрытие индивидуальной упаковки содержит клеи).

Порядок использования изделия: открыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендацией врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделия и условия применения-использования: в помещении при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. В защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А.С. (СПбМН 2.1.7.2790) медицинским отходом.

Уполномоченный производитель, производитель: организация, принимающая претензии (предоставление) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Болар Камер», 050016, г. Алматы, р-н Жетысуйский, пр-т Райымбека, д. 221/2, телефон: +7 (727) 313-24-21, bolars@bk.kz

Заявщик: ООО «БОЛЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV

Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.luxplast.info

Или Исполнитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская область, с. Клин, Ленинградское ш., территория 88 кв. ж. 3А, стр. 101Б. Тел.: +7 (495) 787-95-66; +7 (495) 181-50-42/43. info@alpha-plast.ru, www.alpha-plast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 31.50.50-057-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЭН 2019/8802 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 3 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

KZ ЕРЕСЕКТЕР ҮШІН КӨЗТЕ АРНАЛҒАН

Буласырлар (72x56 мм) – 7 дана.

Қолдану мәніндегі нұсқаулық.

Буласырлар қолдану мақсатына қабілетті арылған. Буласырлар операциядан кейінгі оңалту кезінде қолдануға арналған стерильді сүткілінік сымтасын кейінгі Тамарка ретінде пайдалануға болады.

Буласырлар: атравматичті, ауа өткізетін, сорбтық, тоқымадан негізделген және түссіз.

Ауа өткізетін. Өлшемі: 72x56 мм – 7 дана.

Қолдануы: операциядан кейінгі оңалту, клиникалық амблиопия.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: Материалдарға жеке тәуелсіздік; жедел конъюнктивит; ашық жаралар; күлген беткейлер.

Пайдалану кезіндегі шештеулер: Бір буласырды 24 сағаттан артық пайдалануға болмайды.

Жалғызсыз әсерлері: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (көме қалпаңның желісіне жұбын құрамында өлтек бар).

Бұйымды пайдалану тәртібі: қалпаңның ашық, қорғаныс қағаз қабатын алып тастау керек және буласырды көздің айналасынағы құрғақ, таза теріге жабыстыру керек. Буласырды қажет болған жағдайда ауыстыру қиындады, бірақ тегілігіс кезінде бір рет ауыстырып отыру керек. Буласырды пайдалану ұақытын поректілікте сабыз, дәрігердің ұсыныстарымен анықталады.

Бұйымдарды дайындаушы өсімірманың қалтамысына сақтау шарттары: температурасы +5-тен 30°С -ге дейінгі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын болсада 25°С кезінде, тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде.

Утилизация: Үйде, тағайындауы бойынша пайдаланылған кейін, буласырлар тұрмыстық қоғам ретінде утилизациялануы керек. Медициналық ұйымдарда буласыр талымдалуы бойынша пайдаланылғаннан кейін медициналық қалдықтардың А классы (СПбМН 2.1.7.2790) бойынша утилизациялануға жатады.

Өндірушінің уәкілетті өкілі: тұтынушылардан медициналық бұйым бойынша шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және Қазақстан Республикасында медициналық бұйымның тиімділігін тиреуден жаңалы қауіпсіздігін бақылауға жауапты ұйым: «Болар Камер» ЖШС, 050016, Алматы қ., Жетысу ауд., Райымбек даңы, 221/2-үй, телефон: +7(727) 313-24-21, bolars@bk.kz

Тәуелсіз беруші: «Болар» ЖШС, Меккежазы: 115201, Мекке қ-сы, Кашир өткелі, 13-үй, XIV-үй-жай. Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.luxplast.info

И Дайындаушы: «Альпина Пласт» ЖШС, Ресей, 141603, Мекке облысы, Клин қ., Ленинград ш. жолы, 88 км аумағы, 3А қ., 101Б стр. Тел.: +7 (495) 787-95-66; +7 (495) 181-50-42/43. info@alpha-plast.ru, www.alpha-plast.ru

ТІЛІ 31.50.50-057-17707123-2019 бойынша тоқталмаған негізгі медициналық КӨЗТЕ АРНАЛҒАН Буласырлар.

Тіркеу күні № РЭН 2019/8802 – 20.07.2020 ж.

Ресей Федерациясында негізгі сәулетілік және декларациялау мақалды. Жарамдылық мерзімі – 5 жыл. Сәулетілік кепілділігі мерзімі – 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Ресейде жасалған.

РАЗМЕР:
72x56 мм

7
шт.

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 72 x 56 мм, 7 шт.



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Срок дог.
Предельный дог.
Дата изготовления
Дата производства
Партия №
Партия №



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ору в сфере

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



VER. 02 ukr

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

(RUS) Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72 x 56 мм) – 7 шт.

Инструкция по применению.

Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: асептические, водонепроницаемые, сорбирующие, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, коаголязные эмболии.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны, ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Пригодность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с клиникой.

Условия хранения изделий в упаковке предпринято-изготовителем: в помещении при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Казимирский пр-д, д.15, пом. XIV.

Тел.: +7 (495) 787-93-68 www.alarplast.info

Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР»/Белмед
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20

ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141605, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., территория 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.

info@alpin-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские ПЛАЗМЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-057-177071.25-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

(UKR)

Пластыри ОЧНІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ на нетканій основі.

Розмір 72x56 мм (mm) – 7шт.

Призначені для закриття / прикриття очей. Пластыри можна використовувати як вторинну пов'язку поверх стерильної серветки для закриття очей при післяопераційній реабілітації.

Пластыри: асептичні, водонепроникні, паропроникні, сорбційні, на нетканій основі тілесного кольору.

Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, коагуляції, емболія.

Противопоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів; гострий кон'юнктивіт; відкриті рани, поверхні після операції.

Експлуатаційні обмеження: один пластырь використовувати не більше 24 годин (24 години).

Побічні дії: можливі алергічні реакції (клеяове покриття індивідуальної упаковки містить латекс).

Порядок використання виробів: відкрити упаковку, зняти захисний паперовий шар і зафіксувати пластырь на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується міняти пластыри по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до клініки.

Умови зберігання виробів в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +30°С і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°С, в захищеному від прямих сонячних променів місці. Термін придатності – 5 років. Гарантійний термін зберігання – 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыри підлягають утилізації як побутове сміття. У медичних організаціях пластыри після використання за призначенням підлягають утилізації відповідно до схеми обігу медичних відходів.

ИИ Виробник: ТОВ «Альпіна Пласт»,
141605, Російська Федерація, Московська область, м. Клин, Ленинградское шоссе, территория 88 км, корпус 3А, будинок 103Б, тел.: +7(495) 787-93-66, +7(495) 181-50-42/43.

ИИ Уповноважений представник та імпортер в Україні: ТОВ «УКРМЕДІКА»,
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 10, тел./факс: +38 (044) 533-39-46.
www.ukrmedika.com



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

16/шестнадцати листа(ов)

Генеральный директор
ООО "Альпина Пласт"

Е.Н.Игутов



шт. 50 LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 50 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атрауматичный, паропроницаемый, сорбирующий, на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 72x56 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытового мусора. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 33.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 30.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая нетканая основа
- 3 Нетканая основа

50 шт., 72x56 мм

LUXPLAST® 50 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт., 72x56 мм

LUXPLAST®

Изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 02v.

Годен до:

Дата изготовления:

Партия №



шт. 21 LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 21 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 72x56 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые рань;

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (санПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-097-1707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/6882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®




- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

21 шт., 72x56 мм

LUXPLAST® 21 шт.

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
21 шт., 72x56 мм

LUXPLAST®

Изготовитель:
ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



Годен до:
Дата изготовления:
Лот №



VER. 02v.

72x56 мм
14 шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST® 14 шт.
LUXPLAST® 14 шт.

ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЕ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
14 шт., 72x56 мм

И изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»,
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 2 А, стр. 103 Б,
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 02v.



LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 14 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 14 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info
ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17107115-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности – 5 лет.
Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

LUXPLAST®
LUXPLAST®

7 ШТ.

7 ШТ.

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт., 72x56 мм



История:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 03v.



LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72x56 мм) – 7 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +3 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытового мусора. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-057-17707123-2019.
Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.
Срок годности – 5 лет.
Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

60x48 мм
7 шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST®

LUXPLAST®

7 ШТ.

7 ШТ.

ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
7 шт., 60x48 мм

LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 7 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атрауматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 7 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОВЕЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +2 до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 °С, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед»,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-057-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение
№ РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации
и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подложка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

VER. 03v.

Дата изготовления:

LOT Партия №



60x48 мм
14 шт.

LUXPLAST®

LUXPLAST® 14 шт.
LUXPLAST® 14 шт.

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЕ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
14 шт., 60x48 мм

LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 14 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 14 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе

по Ту 32.50.50-057-1770125-2019.

Регистрационное удостоверение

№ РЭН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации

и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ




- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

И изготовитель:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., пер. 88 км, корп. 3, А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-95-86; +7 (495) 181-50-47/43.
info@alpine-plast.ru, www.alpine-plast.ru



VER. 02v.



шт. 21

LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 21 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: атравматичный, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 60x48 мм – 21 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17/07123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/0882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

21 шт., 60x48 мм

LUXPLAST® 21 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

21 шт., 60x48 мм

LUXPLAST®

Изготовитель:

ООО «Альпина Пласт».
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru. www.alpina-plast.ru



VER. 02v.

Годен до:
Дата изготовления:
LOT Партия №



Информация получена с сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.ru

шт. 50 LUXPLAST®

LUXPLAST®

пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60x48 мм) – 50 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

ПЛАСТЫРЬ: травматичный, паропроницаемый, сорбиционный, на нетканой основе телесного цвета.

Размер: 60x48 мм – 50 шт.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: один пластырь использовать не более 24 часов.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ В УПАКОВКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

ЗАКАЗЧИК: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.luxplast.info

ИМПОРТЕР В РБ: ООО «БОЛЕАР Белмед».

220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, д. 123 Б, каб. 4. Тел.: + 375 (17) 373-83-20.

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8382 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РБ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

LUXPLAST®



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа

50 шт., 60x48 мм

LUXPLAST® 50 шт.

LUXPLAST®

ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
50 шт., 60x48 мм

LUXPLAST®

Иготовитель:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, 141603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., тер. 88 км, корп. 3 А, стр. 103 Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru



VER. 02v.

Годен до:

Дата изготовления:

Партия №



14
шт.

LUXPIAST®

LUXPIAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

14
шт.

LUXPIAST®



72x56 мм

VER. 4 AP

Источники:
ООО «Альпиа»
Адрес: Россия, Московская область, г. Клин,
Домнинское ш., д. 14, стр. 3/1, 103 б,
Тел.: +7 (495) 787-92-66, +7 (495) 787-92-67,
info@alpiast.ru, www.alpiast.ru

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластыри: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчи: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019. Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Лот
История
Дата
Формат

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

7
шт.

LUXPIAST®

LUXPIAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

7
шт.

LUXPIAST®



72x56 мм

VER. 4 AP

Источники:
ООО «Альпика Пласт»
Адрес: Россия, 146603, Московская обл., г. Клин,
Ленинградское ш., д. 88, кв. 5007, 3А, 41Р, 103 Б
Тел.: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 787-92-68
info@alpic-plast.ru, www.alpic-plast.ru

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Лот
История
Дата
Формат

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору
www.goszdramnadzor.ru

14
шт.

LUXPIAST®

LUXPIAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



LUXPIAST®



60x48 мм

VER. 4 AP

Источники:
ООО «Альпина Пласт»
Адрес: Россия, Москва, Митяевский обл., г. Клин,
Зона Промышленного Парка, 88 км, корпус 5/а, стр. 103 Б
Тел.: +7 (495) 781-50-65 / +7 (495) 781-50-42/43;
info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР», Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019. Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Лот
Парт. №
Дата
эксп. срока
Гарант. срок

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdraznadzor.ru

7 ШТ.

LUXPIAST®

LUXPIAST®

ПЛАСТЫРИ

ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



60x48 мм

VER. 4 AP

Итого в упаковке: 7 шт.
Итоговый адрес: Россия, Московская область, Клин, Ленинградское шоссе, км 88, стр. 30, 141103 Б.
Тел: +7 (495) 787-92-66; +7 (495) 787-92-67
info@alpin-plast.ru, www.alpin-plast.ru

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Инструкция по применению

Предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации. Пластырь: атравматичный, воздухопроницаемый, паропроницаемый, сорбционный; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеевое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV. Тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019. Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8862 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ



- 1 Защитный бумажный слой
- 2 Светозащитная, абсорбирующая подушечка из трехслойного нетканого полотна
- 3 Нетканая основа



Партия №
Дата изготовления
Срок годности

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

РАЗМЕР:
60x48 мм

7
шт.

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 60 x 48 мм, 7 шт.




7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ



VER. 01 ukr

Срок годности

Срок годности

Дата изготовления

Дата изготовления

Серия №

Серия №

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60 x 48 мм) - 7 шт.

Использование по назначению.
Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, паропрозрачные, сорбционные, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косметика, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны, ожоги на поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клевосе покрытие индивидуальной упаковки содержит аллатин).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача и соответствует с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предпринято-готовителем: в помещении при температуре от +5 до +10°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовые отходы. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (См. п. 11.2.7.790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОГАРЬ»
Адрес: 115201, г. Москва, Казарский пр. д. в. 15, пом. XIV
Тел.: +7 (495) 787-95-66, www.zarplast.info

Импортер в РФ: ООО «БОГАРЬ Беларусь»
220124, г. Минск, ул. М. Лычанова, 123 б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-85-20.

Импортер в Украину: ООО «Львівська Пласт»
Россия, 141605, Московская область, г. Бала, Ленинградский ш., территория 18 км. в. 5А, стр. 1036. Тел.: +7 (495) 787-95-66, +7 (495) 181-50-42/43.
info@zarplast.ru, www.zarplast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-017-17707125-2019.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/3882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

UKR

Пластыри ОЧН ДЛЯ ДІТЕЙ на нетканій основі.

Розмір 60x48 мм (вис) - 7 шт.

Призначені для закриття / прикриття очей. Пластыри можна використовувати як вторинну пов'язку поверх стерильної серветки для закриття очей при післяопераційній реабілітації.

Пластыри: атравматичні, паропрозорні, сорбційні, на нетканій основі тілесного кольору.

Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, косметика, амбліопія.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів; гострий кон'юнктивіт; відкриті рани, поверхні після опіків.

Експлуатаційні обмеження: один пластырь використовувати не більше 24 годин (в домашніх умовах).

Побічні дії: можливі алергічні реакції (клеєве покриття індивідуальної упаковки містить аллатин).

Порядок використання виробу: відкрити упаковку, зняти захисний паперовий шар і зафіксувати пластырь на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується міняти пластыри по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до показань.

Умови зберігання виробу в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +10°C і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°C, в захищеному від прямого сонячного проміння місці. Термін придатності - 5 років. Гарантійний термін зберігання - 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыри підлягають утилізації як побутові сміття. У медичних організаціях пластыри після використання за призначенням підлягають утилізації відповідно до схеми об'єму медичних відходів.

Імпортер в Україну: ТОВ «Львівська Пласт»
141605, Російська Федерація, Московська область, м. Бала, Ленинградское шоссе, територія 18 км, корпус 1А, будинок 1036, тел.: +7(495) 787-95-66, +7(495) 181-50-42/43.

Імпортер в Україну: ТОВ «Львівська Пласт»
04073, Україна, м. Київ, вул. Курчавкова, 18, тел./факс: +38 (044) 553-39-46.
www.ukrmedika.com



РАЗМЕР:
60x48 мм

7
шт.


7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 60 x 48 мм, 7 шт.



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60 x 48 мм) - 7 шт.

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
Пластыри: аэроклатные, паропропускаемые, сорбционные, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм - 7 шт.
Пластыри: в применении: послеоперационная реабилитация, косметические, эстетические.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.
Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможна аллергическая реакция (желтое покрытие на тканевой основе содержит латекс).
Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача и соответствует показаниям.
Условия хранения изделий в упаковке производителя-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Указания: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (См. ГИГ 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Уполномоченный представитель производителя: организация, осуществляющая поставки (продажу) по медицинскому заказу от потребителей и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Болер Казмед», 050016, г. Алматы, р-н Жетысуйский, пр-т Райымбека, д. 221/7, телефон: +7 (727) 313-24-21, boler5@bk.ru
Заказчик: ООО «БОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.laxplast.info

И изготовитель: ООО «Альпина Пластик»
Россия, 241603, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., территория 88 кв. м, 3А, стр. 3/036. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43, info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru
Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707125-2019.
Регистрационное удостоверение ИР ЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежат обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

KZ БАЛАЛАР ҮШІН КӨЗГЕ АРИЛҒАН

Қолдану нәтижесі туралы.
Бұластарыр мақсатта қолдануға арналған. Бұластарыр операциядан кейінгі оңалту кезінде қолдануға арналған стерильді сүрткінің сыртынан екінші тамыры ретінде қолдануға болады.
Бұластарыр: жаралатпайтын, ауа өткізетін, бұйытпайтын, тоқылмаған негізгі деңгейде тұрақты.
Ауықталып, өлшемі: 60x48 мм - 7 дана.
Қолданушы: операциядан кейінгі оңалту, кымыл, амблиопия.
Қолдануға болмайтын жағдайлар: Материалдарға жеке төбеушілік, жедел конъюнктивит, ақыл, қараар, күркіл беткейлер.
Қолдануға келмейтін шектеулер: Бір бұластарыр 24 сағаттан артық қолдануға болмайды.

Жалғыз асраушы: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (жеке қаптаманы жеке қолдану кезінде қаптаманы алып тастау керек және бұластарыр алып айналысында құрғақ, таза теріге жабыстыру керек. Бұластарырды алып болған жағдайда ақылды ұстамауы керек. Бірақ тауығы кезінде бір рет ақылды ашу керек. Бұластарыр қолдану уақытын көрсеткіштегі сәйкес дәрігердің ұсыныстарымен анықталады.
Бұластарыр дайындаушы кәсіпорының қалтасында сақтау шарттары: температурасы +5-тен 30°C, -те деңгейі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 50% - дан аспайтын болса, 25°C кезінде, терең құу сәулетімен сақталған кезде.

Утилизация: Үйді тастамайды бойынша қолданылған кейін, бұластарыр тұрмыстық қалдық ретінде утилизациялануы керек. Медициналық ұйымдарда бұластарыр тастамайды бойынша қолданылған кейін медициналық қалдықтардан А классы (См. ГИГ 2.1.7.2790) бойынша утилизациялануы керек.
Өндірушінің уәкілетті өкілі: тұтынушылардан медициналық бұйым бойынша шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және Қазақстан Республикасында медициналық бұйымның тұтынушыға келімі қауіпсіздігі бойынша жауапты ұйым: болер Казмед ЖШС, 050016, Алматы қ., Жетісу ауд., Райымбек даңғылы, 221/7 үй, телефон: +7 (727) 313-24-21, boler5@bk.ru
Талсырып беруші: «болер» ЖШС,
Мәскеу қаласы, 115201, Мәскеу қ. с/к. Кашир өткелі, 13 үй, XIV үй-жай.
Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.laxplast.info

И Дистрибутор: «Альпина Пластик» ЖШС,
Ресей, 141603, Московская область, Клин, Ленинградское ш., территория 88 кв. м, 3А, стр. 3/036. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43, info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru
ТШ 32.50.50-037-17707125-2019 бойынша тоқылмаған негізгі медициналық КӨЗГЕ АРИЛҒАН бұластарыр.
Түптеу құрамы ИР ЗН 2019/8882 - 20.07.2020 ж.
Ресей Федерациясында мемдетті сертификация және декларациялау келтірілді.
Жарамдылық мерзімі - 5 жыл. Сақтаудың келірілу мерзімі - 5 жыл.
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.
Ресейде жасалған.

VER. 02 k z

РАЗМЕР:
60x48 мм

14
шт.

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 60 x 48 мм, 14 шт.



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ



VER. 01 ukr

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

(RUS) Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60 x 48 мм) – 14 шт.

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать для вторичного повязки поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
Пластыри: атравматичные, паропропускаемые, сорбимые, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 14 шт.
Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косметика, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; околочные повреждения.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клевсоевое покрытие индивидуальной упаковки содержит клево).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластырем определяется рекомендациями врача в соответствии с показанием.

Условия хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя: с помещением при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Утилизация: в домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (См. п. 11.7.2.790 медицинских отходов).

Заказчик: ООО «СОЛЕАР»
Адрес: 115301, г. Минск, Кинешемский пр. д. 13, пом. XIV.
Тел: +7 (495) 787-93-68 www.kixplast.info
Импортер в РФ: ООО «СОЛЕАР» Беларусь,
220124, г. Минск, ул. М. Лычкова, 123 Б, кабинет 4. Тел: +375 (17) 373-83-20.

ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пластик»
Россия, 141003, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., территория 89 км, ж. 3А, стр. 1036. Тел: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 183-50-42/43.
info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 12.10.50-013-1770713-2019.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/08887 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

(UKR)

Пластыри ОЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ на нетканой основе.
Размер 60x48 мм (mm) – 14 шт.
Предназначены для закрытия / прикрытия очей. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия очей при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, паропропускаемые, сорбимые, на нетканой основе телесного цвета.
Показания до застосування: післяопераційна реабілітація, косметика, амбліопія.

Протипоказання: індивідуальна непереносимість матеріалу; гострий кон'юнктивіт; відкриті рани; поверхні після операції.

Експлуатаційні обмеження: один пластырь використовувати не більше 24 годин (24).
Побічні дії: можливі алергічні реакції (клевоє покриття індивідуальної упаковки містить клево).

Порядок використання виробу: відкрити упаковку, знести захисний паперовий шар і зафіксувати пластырь на сухій частині шкіри навколо очей. Рекомендується міняти пластыри по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до показань.

Умови зберігання виробу в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +30°C і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°C, в захищеному від прямих сонячних променів місці. Термін придатності – 5 років. Гарантійний термін зберігання – 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыри підлягають утилізації як побутові сміття. У медичних організаціях пластыри після використання за призначенням підлягають утилізації відповідно до схеми обліку медичних відходів.

ИИ Виробник: ТОВ «Альпіна Пластик»
141003, Російська Федерація, Московська область, м. Клін, Ленінградське шосе, територія 89 км, корпус 3А, будинок 1036, тел.: +7(495) 787-93-66, +7(495) 181-50-42/43.

Уповноважений представник та імпортер в Україні: ТОВ «ІУКМЕДІКА», 04072, Україна, м. Київ, вул. Курчівська, 18, тел./факс: +38 (044) 531-59-46, www.ukrmedika.com



Информация получена от
Федеральной службы по
www.goszdravnadzor.ru

РАЗМЕР:
60x48 мм

14
шт.

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 60 x 48 мм, 14 шт.



ПЛАСТЫРИ
ГЛАЗНЫЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60 x 48 мм) – 14 шт.


Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для защиты и прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как временную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
Пластыри: эластичные, паропрозрачные, сорбционные, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 60x48 мм – 14 шт.
Показания к применению: послеоперационная реабилитация, ожоги, ожоговые раны, ожоговые поражения.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, ожоговые поражения.
Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (желтое покрытие индивидуальной упаковки содержит желатин).
Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.
Условия хранения изделия и упаковки предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.
Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (Смешан 2.1.7.2790) медицинских отходов.
Уполномоченный представитель производителя: организация, принимающая претензии (претензии) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за регистрационные мероприятия за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Болар Казмед», 050016, г. Алматы, р-н Жетысуйский, пр-т Райымбека, д. 221/1, телефон: +7 (727) 313-24-21, bolea5@bk.kz
Заказчик: ООО «Альпина»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-93-66, www.luxplast.info
ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пласт», Россия, 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., территория 88 км. к. 3А, стр. 103Б, Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43, info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru
Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-057-17707125-2019
Регистрационное удостоверение № РН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.
СДЕЛАНО В РОССИИ

KZ БАЛАЛАР ҮШІН ҚАЗҒЕ АРНАЛҒАН
буластарлар (60x48 мм) – 14 дана.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық.
Буластарлар назар аудару қорғағышты түрде арналған. Буластарлар операциядан кейінгі операция кезінде қандай қауіпті адренал стерильді сүлгінің сыртынан кінші тағдыр ретінде қолданылуы болды.
Буластарлар: жарасымды, ауа өткізетін, бу өткізетін, сирігіш, тоқылмаған, желдетілген түсті.
Арзандық: Өлшемі: 60x48 мм – 14 дана.
Қолданушы: операциядан кейінгі операция, ожогы, ожоговые раны, ожоговые поражения.
Қолдануға болмайтын жағдайлар: Материалдарға және тебушілік, желді жауындылық, аяқ, жаралар, күйіктер беткейлер.
Пайдалану кезіндегі шешетіндер: Бір буластардан 24 сағаттан артық пайдалану болмайды.
Жалпысы жөніндегі: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (желке қаптамының желімі) қазымы қазымыда ләкек бер).
Бұйымды пайдалану тәртібі: қаптамы ашып, қорғаныш қағаз қабатын ашып тастау керек және буластарды қандай айналысында кезек, таза терге жіберіңіз керек. Буластардан қолдану болған жағдайда ауыстыру ұсынылады. Бірақ суретте келмеген бірдей ауыстыру өтпес керек. Буластардан пайдалану ұзақтығы көрсетілгенге дейін сәйкес дәрігердің ұсыныстарымен анықталды.
Бұйымдарды дайындаушы кәсіпорының қаптамында сақтау шарттары: температурасы +5-тен 30°C -ге дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 50% - дан аспайтын болса 25°C кезінде. Тікелей күн сәулесінен қорғалған жерде.
Утилизация: Үйде, тағайындаушы бойынша пайдаланылғаннан кейін, буластарлар тұрмыстық қоқыс ретінде утилизациялау керек. Медициналық ұйымдарда буластар тағайындаушы бойынша тағайындалған кейін медициналық қалдық қалдырып, Алматы (Смешан 2.1.7.2790) бойынша утилизациялау керек.
Өндірушінің уәкілетті өкілі: тұтынушылардың медициналық бұйым бойынша тағайындаушы (ұсыныстарды) қабылдайтын және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық бұйымның тіркелуі кезіндегі бақылау жауапты ұйым: «Болар Казмед» ЖШС, 050016, Алматы қ., Көптеу ар., Райымбеқ дим., 111/2 үй, телефон: +7 (727) 313-24-21, bolea5@bk.kz.
Тапсырыс беруші: «Болар» ЖШС, Мәскеу қаласы, Кашир өлкесі, 13 үй, XIV үй-жай, Тел.: +7 (495) 787-93-66, www.luxplast.info
ИИ Дайындаушы: «Альпина Пласт» ЖШС, Ресей, 141603, Московская область, Клин қ., Ленинградское шоссе, 88 км. аумағы, 3А қ., 103Б стр. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43, info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru
ТШ: 32.50.50-057-17707125-2019 бойынша тағайындалған желдетілген медициналық КӨЗІ АРНАЛҒАН буластарлар
Тіркеу нұсқаның № РН: 2019/8882 – 20.07.2020 г.
Ресей Федерациясында міндетті сертификаттар және декларациялар қолданылды.
Жарандылық мерзімі – 5 жыл. Сақталуы келіңіздеріңіз мерзімі – 5 жыл.
Жарандылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.
Ресейде жасалған



VER. 02 kz



РАЗМЕР:
72x56 мм

7
шт.

7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 72 x 56 мм, 7 шт.



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ




ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Гориз. дат.
Продукции до:

Дата изготовления:
Дата изготовления:

Партия №
Партия №



VER_02 ukr



Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72 x 56 мм) - 7 шт.

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.
Пластыри: асептические, паропрозрачные, сорбционные; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм - 7 шт.
Показания к применению: послеоперационная реабилитация, воспаления, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.
Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.
Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеящее покрытие индивидуальной упаковки содержит адгезив).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластырь по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с положением.
Условия хранения изделий в упаковке предприняти-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Упаковка: в домашних условиях после использования во внешнюю упаковку изделия помещать как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования во внешнюю упаковку помещать по классу А (С.англ.МН 2.1.2.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «АЛЬФА»
Адрес: 115301, г. Москва, Каширский пр. д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.alphastat.info
Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР» Белмед
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Импортер в Украину: ООО «Альфа Пласт»,
Россиа, 141605, Московская область, с. Клин, Ленинградское ш., территория 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpha-plast.ru, www.alpha-plast.ru
Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-1770713-2019.
Регистрационный удостоверение ИР РН 2019/В882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности - 5 лет. Гарантийный срок хранения - 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

UKR

Пластыри ОЧНІ ДЛЯ ДОРІСЛИХ на нетканій основі.
Розмір 72x56 мм (шт) - 7шт.
Призначені для закриття / прикриття очей. Пластыр можна використовувати як вторинну пов'язку поверх стерильної серветки для закриття очей при післяопераційній реабілітації.

Пластыр: асептичний, паропрозорний, сорбційний; на нетканій основі телесного кольору.
Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, косогляд, амбліопія.

Противопоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів, гострий кон'юнктивіт; відкриті рани, поверхні після операції.
Експлуатаційні обмеження: один пластыр використовувати не більше 24 годин (Р).

Побічні дії: можливі алергічні реакції (клеяоче покриття індивідуальної упаковки містить адгезив).

Порядок використання виробу: відкрити упаковку, зняти захисний бумажний шар і зафіксувати пластыр на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується міняти пластыр по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до положення.
Умови зберігання виробу в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +30°C і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°C, в захищеному від прямих сонячних променів місці. Термін придатності - 5 років. Гарантійний термін зберігання - 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыр піддавати утилізації як побутове сміття. У медичних організаціях пластыр після використання за призначенням піддає утилізації відповідно до схеми об'єму медичних відходів.

Виробник: ТОВ «Альфа Пласт»,
141605, Російська Федерація, Московська область, м. Клін, Ленинградское шоссе, територія 88 км, корпус 3А, будівля 103Б, тел.: +7(495) 787-93-66, +7(495) 181-50-42/43.

Уповноважений представник та імпортер в Україні: ТОВ «УКРМЕДКА»,
04073, Україна, м. Київ, вул. Курчатовська, 18, тел./факс: +38 (044) 535-39-46, www.ukrmedika.com



РАЗМЕР:
72x56 мм

7
шт.


7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 72 x 56 мм, 7 шт.



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Коды дат:
Действителен:
Дата изготовления:
Действителен:
LOT Партия №



7
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



VER. 02 kz

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72 x 56 мм) – 7 шт.

Инструкция по применению:
Пластыри предназначены для защиты/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, паропропускаемые, сорбиционные; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 7 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косметике, эстетике.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов; острый конъюнктивит; открытые раны; ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часа.

Особые действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделий в упаковке предприятия-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С, в защищенном от прямого солнечного лучей месте.

Упаковка: В зависимости от условий после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (См. п. 2.1.2.790 медицинских отходов).

Уполномоченный представитель производителя: организация, принимающая претензии (претензии) по медицинскому изделию от потребителей и ответственная за постмаркетинговое наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Алпина Казахстан», 050016, г. Алматы, р-н Жетысуский, пр-т Райымбека, д. 221/2, телефон: +7 (727) 313-24-21, alpinapl@alpinapl.kz

Заказчик: ООО «БЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр-д, д. 13, вил. XIV

Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.lexplast.info

И изготовитель: ООО «Альпина Пласт»

Россия, 141605, Московская область, с. Клин, Ленинградское ш., территория 88 кв. с. 3А, стр. 1/056. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43, info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019

Регистрационный удостоверение ИР РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не является обязательным сертификация и декларирование в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ.

KZ ЕРЕСЕКТЕР ҮШІН ҚАЗІТ АРИАЛҒАН БУЛАСЫРАР (72x56 мм) – 7 дань.

Қолдану мақсәтін анықтау.
Буласыраар көз және әйеліңізді түзу әрқандақ буласыраар операциядан кейінгі емделу кезінде қолдану арқылы стерильді сүрткіні, сиртықтан кейінгі тағанды ретінде пайдалануға болады.

Буласыраар: жарақаттанбайтын, ауа өткізетін, сіңіретін, тозылмайтын материалдан жасалған.

Арқақашығы: өлшемі: 72x56 мм – 7 дань.

Қолданушы: операциядан кейінгі емделу, қызыл, әйеліңіз.

Қолдануға болмайтын жағдайлар: Материалдарға жеке тәуелсіздігі, жедел конъюнктивит, ашық жаралар, күлген беткейлер.

Пайдалану кезіндегі шешенулер: Бір буласыраар 24 сағаттан артық пайдалануға болмайды.

Мәліматсі жәрқарі: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (жеке қаптамағын жеделі қабатын құрамында дәлелсіз бар).

Бұйымды пайдалану тәртібі: қаптамағын ашып, қорғаныс қағаз қабатын алып тастау керек және буласыраар көздің айналасындағы құрғақ, таза теріге жабыстыру керек. Буласыраардан қажет болған жағдайда ауыстыру ұсынылады. Бірақ түрліше кезінде бір рет ауыстырып алау керек. Буласыраардан пайдалану уақыты өткеннен кейінгі сәйкес дәрігердің ұсыныстарымен анықталады.

Бұйымдарды дайындаушы кәсіпорынның қолданушыға сақтау шарттары: температурасы +5-тен 50°С-ге дейінгі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын болса, 25°С кезінде, тереңі күн сәулесінен қорғалған кезде.

Упаковка: Үдер, тағайындалуы бойынша пайдаланылғаннан кейін, буласыраар тұрғынға қоюсыз ретінде утилизациялауы керек. Медициналық ұйымдарда буласыраар тағайындалуы бойынша пайдаланылғаннан кейін медициналық қалдықтардан А класс (См. п. 2.1.2.790) бойынша утилизациялауы жетеді.

Өндірушінің уәкілетті өкілі: тұтынушыларға медициналық бұйым бойынша шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін бақылауға жауапты ұйым: «Болар Клиника ЖШҚ», 050016, Алматы, Жетісу ауд., Райымбек даңы, 221/2 ұй., телефон: +7 (727) 313-24-21, alpinapl@alpinapl.kz

Толық аты: «Болар» ЖШҚ, Мекенжайы: 115201, Москва қ.с.с. Кашир өткелі, 13 ұй. XIV ұй-жай. Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.lexplast.info

И Дайындаушы: «Альпина Пласт» ЖШҚ, Ресей, 141605, Москва облысы, Клин қ., Ленинград т.к. жолы, 88 кв. аумағы, 3А қ., 1/056-кв. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43, info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru

ТШ 32.50.50-037-17707123-2019 бойынша тоқылмаған негіздегі медициналық КВЗІТ АРИАЛҒАН Буласыраар

Түпін құрастыру ИР РЗН 2019/8882 – 20.07.2020 ж.

Ресей Федерациясында нәтижелі сертификация және декларациялау жеткізіледі.

Жарамдылық мерзімі – 5 жыл. Сақтаудың кезеңдеріндегі мерзімі – 5 жыл. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Ресейде жасалған.

РАЗМЕР:
72x56 мм

14
шт.

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 72 x 56 мм, 14 шт.



ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

RUS Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72 x 56 мм) – 14 шт.

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: трикотажные, паропрозрачные, сорбционные; на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косметика, мимолетное.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, ожоговые поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (покраснение межбровидельной складки, зуд, слезотечение).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Реко-

мендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекоменда-

циями врача в соответствии с показанием.

Условия хранения изделия и упаковка: предпринять-готовитель: в помеще-

нии при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не

более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Указания: В домашних условиях после использования по назначению пла-

стыри подлежат утилизации как биологический мусор. В медицинских организациях

пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу

A (См. ГИИ 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Уполномоченный представитель производителя: организация, принима-

ющая претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей

и ответственная за пострегистрационное наблюдение за безопасностью

медицинского изделия на территории Республики Казахстан: ТОО «Бонус

Казмед», 050016, г. Алматы, р-н Жетысаяский, пр-т Райымбека, д. 77/1/2, теле-

фон: +7 (727) 313-24-21, bonus5@bk.ru

Заказчик: ООО «СОЛЕАР»

Адрес: 115201, г. Москва, Кленовый пр-д, д. 13, пом. XIV.

Тел.: +7 (495) 787-92-68, www.luxplast.info

И изготовитель: ООО «Альпина Пласт»,

Россия, 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., территория

88 кв. м, 3А, стр. 1016. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 181-50-42/43,

info@alrina-plast.ru, www.alrina-plast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе

по ТУ 31.50.50-037-17707133-2019

Регистрационное удостоверение № РН 2019/8882 от 10.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности: 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

KZ ЕРЕСЕКТЕР ҮШІН КӨЗГЕ АРНАЛҒАН

буластар (72x56 мм) – 14 дана.

Қолдану жөніндегі нұсқаулық.
Буластар қазір жауып қонған, жабық тұрған арқанмен, буластар операциядан кейінгі оңалту кезінде және қабырға операциядан кейінгі оңалту кезінде қолданылуға болады.

Буластар: жаратпайтын, ауа өткізетін, бу өткізетін, сиртігі, тоқылмаған материалдан жасалған.

Ауа өткізетін: Өлшем: 72x56 мм – 14 дана.

Қолдануға арналған кезіндегі оңалту, емделу, амбулатория.

Қолдануға белгілейтін мақалалар: Материалдарға жеке тейлеушілік; желдеткіштік; ауыл шаруашылығы; ауыл шаруашылығы.

Қолдану кезіндегі шектеулер: Бір буластарды 24 сағаттан артық қолдануға болмайды.

Жалпылама ескертулер: аллергиялық реакциялар болуы мүмкін (ішек қаптама-ның жөніндегі қауіпсіздік деректері бар).

Бұйымды қолдану тәртібі: қаптамадан алып, қорғасын қағаз қабатын алып тастау керек және буластарды аяққа айналасындағы құрғақ, тазартылған жерге жабыстыру керек. Буластарды қолдану кезінде ауыстыру ұсынылады.

Бір рет пайдалануға арналған буластарды қолдануға қолдануға арналған ұсыныстарды сақтау керек.

Бұйымдарды дайындаушы компанияның қауіпсіздік саясаты шарттары: температурасы +5-тен 30°C-ге дейінгі және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын жағдайда 25°C кезінде, 24 сағаттан артық сақтауға болмайды.

Уақытша: Үйдің, сағандықтары бойынша пайдаланылған кейін, буластарды тұрғын үйден алып тастауға болмайды.

Буластарды пайдалануға арналған кейін медициналық қалдықтарды қауіпсіздікпен утилизациялау керек. Медициналық ұйымдарда буластарды талқандауға болмайды.

Буластарды пайдалануға арналған кейін медициналық қалдықтарды қауіпсіздікпен утилизациялау керек.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

Өндіріс: Алматы, Қазіргі заманғы медициналық бұйымдарды жасауға арналған компания.

VER. 02 kz

РАЗМЕР:
72x56 мм

14
шт.

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
Размер: 72 x 56 мм, 14 шт.




ПЛАСТЫРИ ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



VER. 02 ukr



Пластырь ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

(RUS) Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72 x 56 мм) – 14 шт.

Инструкция по применению.
Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: травматичные, парогерметичные, сорбционные, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны, острое воспаление.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов. **Побочные действия:** возможны аллергические реакции (аллергическое покрытие индивидуальной упаковки содержит латекс).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача и соответствует сроку хранения.

Условия хранения изделия в упаковке: предостережение-изготовителя: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластыри после использования по назначению подлежат утилизации по классу А (См. п. 17.1.7.190) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «СОЛЕАР»
Адрес: 115201, г. Москва, Каширский пр.-д, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68. www.laplast.info

Импортер в РФ: ООО «СОЛЕАР Беларусь»
220174, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-83-20.

Исполнитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш. территория 88 кв. к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66; +7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru, www.alpina-plast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 32.50.50-037-1707123-2015
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8882 от 20.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.
Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.
Не использовать после истечения срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

(UKR)

Пластырь
Размер 72x56 мм

Применение:
использовать
вторичную
операционную
реабилитацию

Показания:
основные
травмы
косоглазие,
амблиопия

Противопоказания:
острое
воспаление,
открытые
раны

Эксплуатационные
ограничения:
один
пластырь
использовать
не более
24 часов

Побочные действия:
возможны
аллергические
реакции

Порядок
использования:
снять
защитный
слой и
зафиксировать
пластырь
на сухой
чистой
коже

Условия
хранения:
в помещении
при температуре
от +5 до +30°C

Утилизация:
в домашних
условиях
пластыри
подлежат
утилизации
как бытовой
мусор

Заказчик:
ООО «СОЛЕАР»
Адрес:
115201, г. Москва,
Каширский
пр.-д, д. 13,
пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-92-68

Импортер в РФ:
ООО «СОЛЕАР Беларусь»
220174, г. Минск,
ул. М. Лынькова,
123 Б, кабинет 4.
Тел.: +375 (17) 373-83-20

Исполнитель:
ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603,
Московская область,
г. Клин,
Ленинградское
ш. территория
88 кв. к. 3А,
стр. 103Б.
Тел.: +7 (495) 787-93-66;
+7 (495) 181-50-42/43.
info@alpina-plast.ru,
www.alpina-plast.ru

Регистрационное
удостоверение
№ РЗН 2019/8882
от 20.07.2020 г.
Не подлежит
обязательной
сертификации
и декларированию
в РФ.
Срок годности – 5 лет.
Гарантийный
срок хранения – 5 лет.
Не использовать
после истечения
срока годности.

ДЕЛАНО В РОССИИ

14
шт.



ОСНОВЕ
и, 14 шт.

14
шт.

Пластыри
ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

РИ
ГЛАЗНЫЕ
ВЗРОСЛЫХ



VER. 02 ukr

Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

(RUS) Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (72 x 56 мм) – 14 шт.

Инструкция по применению.

Пластыри предназначены для закрытия/прикрытия глаза. Пластыри можно использовать как вторичную повязку поверх стерильной салфетки для закрытия глаза при послеоперационной реабилитации.

Пластыри: атравматичные, паропропускаемые, сорбционные, на нетканой основе телесного цвета. Размер: 72x56 мм – 14 шт.

Показания к применению: послеоперационная реабилитация, косоглазие, амблиопия.

Противопоказание: индивидуальная непереносимость материалов, острый конъюнктивит, открытые раны; окожные поверхности.

Эксплуатационные ограничения: один пластырь использовать не более 24 часов.

Побочные действия: возможны аллергические реакции (клеявое покрытие индивидуальной упаковки содержит атлет).

Порядок использования изделия: вскрыть упаковку, снять защитный бумажный слой и зафиксировать пластырь на сухой чистой коже вокруг глаза. Рекомендуется менять пластыри по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. Продолжительность использования пластыря определяется рекомендациями врача в соответствии с показаниями.

Условия хранения изделия в упаковке: предпринять изготитивтели: в помещении при температуре от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Утилизация: В домашних условиях после использования по назначению пластыри подлежат утилизации как бытовой мусор. В медицинских организациях пластырь после использования по назначению подлежит утилизации по классу А (СанПиН 2.1.7.2790) медицинских отходов.

Заказчик: ООО «БОЛЕАР».

Адрес: 115301, г. Москва, Ленинский пр-д, д. 13, пом. XIV.
Тел.: +7 (495) 787-93-66 www.laxplast.info

Импортер в РФ: ООО «БОЛЕАР» Белмеда,
220124, г. Минск, ул. М. Лынькова, 123 Б, кабинет 4. Тел.: +375 (17) 373-83-30.

ИИ Изготовитель: ООО «Альпина Пласт»,
Россия, 141603, Московская область, г. Клин, Ленинградское ш., территория 88 км, к. 3А, стр. 103Б. Тел.: +7 (495) 787-93-66, +7 (495) 191-90-42/43.
info@alpinoplast.ru, www.alpinoplast.ru

Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе
по ТУ 12.50.50-017-1770123-2019.

Регистрационное удостоверение № РН 2019/8882 от 20.07.2020 г.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию в РФ.

Срок годности – 5 лет. Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Не использовать после истечения срока годности.

СДЕЛАНО В РОССИИ

(UKR)

Пластыри ОЧНІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ на нетканій основі.

Розмір 72x56 мм (mm) – 14 шт.

Призначені для закриття / прикриття очей. Пластыр можна використовувати як вторинну пов'язку поверх стерильної серветки для закриття очей при післяопераційній реабілітації.

Пластыр: атравматичний, паропропускає, сорбційний, на нетканій основі тілесного кольору.

Показання до застосування: післяопераційна реабілітація, косоглаз'я, амбліопія.

Противопоказання: індивідуальна непереносимість матеріалів, гострий кон'юнктивіт, відкриті рани; поверхні після операції.

Експлуатаційні обмеження: один пластыр використовувати не більше 24 годин (8).

Побічні дії: можливі алергічні реакції (клеяове покриття індивідуальної упаковки містить атлет).

Порядок використання виробу: відкрити упаковку, зняти захисний паперовий шар і зафіксувати пластыр на сухій чистій шкірі навколо очей. Рекомендується міняти пластыр по мірі необхідності, але не рідше одного разу на добу. Тривалість використання пластыря визначається рекомендаціями лікаря відповідно до показань.

Умови зберігання виробу в упаковці підприємства-виробника: в приміщенні при температурі від +5 до +30°C і відносній вологості повітря не більше 80% при 25°C, в захищеному від прямих сонячних променів місці. Термін придатності – 5 років. Гарантійний термін зберігання – 5 років. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

Утилізація: в домашніх умовах після використання за призначенням пластыр підлягає утилізації як побутове сміття. У медичних організаціях пластыр після використання за призначенням підлягає утилізації відповідно до схеми об'єму медичних відходів.

ІІІ Виробник: ТОВ «Альпіна Пласт»,
141603, Російська Федерація, Московська область, м. Клін, Ленінградське шосе, територія 88 км, корпус 3А, будинок 103Б, тел.: +7(495) 787-93-66, +7(495) 191-90-42/43.

Уповноважений представник та імпортер в Україні: ТОВ «УКРМЕДИКА»,
04073, Україна, м. Київ, вул. Куренівська, 18, тел./факс: +38 (044) 531-39-46.
www.ukrmedika.com



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере з

www.toszdravnadzor.ru



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
Е.Н.Игутов листа(ов)
Генеральный директор
ООО "Альпина Пласт"
Е.Н.Игутов