

Информация получена с официального  
Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdravnadzor.gov.ru



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «НЬЮФАРМ»


А.Ю.Судаков

«30» октября 2017г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
«Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2013/662 от 24 мая 2016 года,  
номер регистрационного досье №РД- 11239/24631 от 06.05.2016г.

Информация получена с официального




Федеральной службы по надзору в сфер  
www.goszdramn  
org.ru

Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, быстросхватывающихся (без упаковки)



Информация получена с официального

сайта Росздравнадзора в сфере



Федеральной службы по надзору в сфере  
www.goszdravnadzor.ru

Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, типовых (без упаковки)



Информация получена с официального

по надзору в сфер

Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012:  
быстрохватывающиеся  
Размер: ширина 14см, длина 8м. Количество: 1 штука  
Поверхностная плотность:  $400 \pm 40$  г/м<sup>2</sup>.  
Время образования устойчивой формы: 2-4 мин.  
РУ № РЗН 2013/662 от 24.05.2016г.  
Дата изготовления: июль 2017 г.  
Годен до: июль 2020г.  
Партия №:140717  
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»)  
Юридический, почтовый адрес и место производства:  
Россия, 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1.  
www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-63



Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок,  
для изготовления лангет. Противопоказания: аллергия на компоненты изделия,  
для изготовления лангет. Противопоказания: аллергия на компоненты изделия,  
для изготовления лангет. Противопоказания: аллергия на компоненты изделия,  
для изготовления лангет. Противопоказания: аллергия на компоненты изделия.

www.goszdr

Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, быстрохватывающихся





**Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012:  
быстросхватывающиеся**  
Размер: ширина 10см, длина 3м. Количество: 1 штука  
Поверхностная плотность: 400±40 г/м².  
Время образования устойчивой формы: 2-4 мин.  
РУ № РЗН 2013/662 от 24.05.2016г.  
Дата изготовления: июль 2017 г.  
Годеи до: июль 2020г.  
Партия №: 100717

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»)  
Юридический, почтовый адрес и место производства:  
Россия, 153800, Ивановская область, г. Кинешма, ул.Шуйская, д.1  
www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (493319) 2-00-63  
Показания к применению: при переломах, вывихах, растяжениях, ушибах, ожогах, обморожениях, отморожениях, раневых повреждениях, при лечении ожогов, обморожений, отморожений, раневых повреждений, при лечении ожогов, обморожений, отморожений, раневых повреждений.



Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, быстросхватывающихся



Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012:  
типовые

Размер: ширина 17,5см, длина 10м. Количество: 1 штука

Поверхностная плотность: 400±40 г/м².

Время образования устойчивой формы: 6-8 мин.

РУ № РЗН 2013/662 от 24.05.2016г.

Дата изготовления: август 2017 г.

Годеи до: август 2020г.

Партия №:170817

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»)

Юридический, почтовый адрес и место производства:

Россия, 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1.

www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-63

Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок,  
для изготовления бинтов. Противопоказания: аллергия на гипс; не рекомендуется использовать на поврежденной коже.



Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, типовых




Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012:

**типовые**  
Размер: ширина 25см, длина 15м. Количество: 1 штука  
Поверхностная плотность: 400±40 г/м².  
Время образования устойчивой формы: 6-8 мин.  
РУ № РЗН 2013/662 от 24.05.2016г.  
Дата изготовления: август 2017 г.  
Годен до: август 2020г.  
Партия №:250817

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»)  
Юридический, почтовый адрес и место производства:  
Россия, 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1.

[www.n-farm.ru](http://www.n-farm.ru), e-mail: [info@n-farm.ru](mailto:info@n-farm.ru), тел. (492311) 2-00-63

Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок,  
для изготовления лангет. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия,  
для изготовления лангет. Противопоказания: аллергия, чувствительность к ультрафиолетовым лучам и атмосферным  
Условия хранения: хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от влаги и атмосферных лучей месте.



Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, типовых



Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012:

типовые

Размер: ширина 6см, длина 2м. Количество: 1 штука

Поверхностная плотность: 400±40 г/м².

Время образования устойчивой формы: 6-8 мин.

РУ № РЗН 2013/662 от 24.05.2016г.

Дата изготовления: август 2017 г.

Годеи до: август 2020г.

Партия №:060817

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ» (ООО «НЬЮФАРМ»)

Юридический, почтовый адрес и место производства:

Россия, 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1.


www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-63

Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок,

для иммобилизации конечностей. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия.

Условия хранения: хранить в упаковке в сухом, проветриваемом помещении на

температуре от +5 до +25 °С. Срок годности: 3 года со дня изготовления.



Информация получена с официального

Федеральной


надзору в сфер  
www.goszdrav

Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, типовых





Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012;  
Типовые  
Размер: ширина 8см, длина 4,5м. Количество: 1 штука  
Поверхность плотность: 400±40 г/м².  
Время образования устойчивой формы: 6-8 мин.  
РУ № РЗН 2013/662 от 24.05.2016г.  
Дата изготовления: август 2017 г.  
Годен до: август 2020г.  
Партия №:080817  
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НБЮФАРМ» (ООО «НБЮФАРМ»)  
Юридический, почтовый адрес и место производства:  
Россия, 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1.  
www.n-farm.ru, e-mail: info@n-farm.ru, тел. (49331) 2-00-63  
Показания к применению: для наложения внешних шин, гипсовых повязок,  
для изготовления лангет. Противопоказания: аллергические реакции на компоненты изделия.  
Условия хранения: хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении на  
высокой влажности. Защищать от солнечных лучей и атмосферных осадков.  
Условия транспортировки: хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении на  
высокой влажности. Защищать от солнечных лучей и атмосферных осадков.



Общий вид Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012, типовых



**Бинты гипсовые медицинские по ТУ 9393-003-71847378-2012:  
быстрохватывающиеся**

Размер: ширина 10см, длина 3м.

Количество: 100 штук

Поверхностная плотность:  $400 \pm 40$  г/м<sup>2</sup>.

Время образования устойчивой формы: 2-4 мин

РУ № РЗН 2013/662 от 24.05.2016г.

Дата изготовления: июль 2017 г.

Годен до: июль 2020г .

Партия №: 100717

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮФАРМ»  
(ООО «НЬЮФАРМ»)


Юридический почтовый адрес и место производства:

Россия, 155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Шуйская, д.1

[www.n-farm.ru](http://www.n-farm.ru), e-mail: [info@n-farm.ru](mailto:info@n-farm.ru), тел. (49331) 2-00-63

Условия хранения: хранить в упаковке производителя в сухом, проветриваемом помещении на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, защитить от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия транспортировки по группе 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150.



Общий вид Транспортной упаковки Бинтов гипсовых медицинских по ТУ 9393-003-71847378-2012



Пронумеровано и прошнуровано

10 листов

Директор ООО «НЬЮФАРМ»

Судаков А.Ю.



Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdramadzor.gov.ru