

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200_ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Борисов Н.А.

«14» июля 2011 г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

По применению **Береты защитные «Дисполэнд»**: 100 шт. в упаковке по 20 упаковок в коробке или полиэтиленовой упаковке в количестве, определенном заказчиком. Береты изготовлены из Спанбонда. Изделие изготавливается в соответствии с ТУ 9393-002-91423321-

Береты, упакованные готовы к использованию. Откройте упаковку и раскройте берет. Затем двумя руками, растянув резинку, оденьте его на голову.

Береты, изготовленные из Спанбонда, свободно пропускают воздух, что позволяет избежать дискомфорта и повышенного.

Береты Дисполэнд могут применяться во всех лечебных учреждениях с повышенными санитарно-эпидемиологическими требованиями. Изделие может использоваться как в стационарных передвижных госпиталях, в медицинских транспортных средствах так и в полевых условиях.

Изготовитель гарантирует соответствие качества беретов требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, описанных в технических условиях.

Гарантийный срок годности бахил 5 лет с момента изготовления.

Генеральный Директор
ООО Дисполэнд

Борисов Н.А.

