

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора

от _____ 200_ г. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Борисов Н.А.

«14» июля 2011 г.

М.п.



ИНСТРУКЦИЯ

По применению **Фартуки защитные «Дисполэнд» с шейными завязками** изготавливаемых в соответствии с ТУ 9393-002-91423321-2011 в исполнениях:

- из 2(или 1) слой бумаги и 1 слой полиэтилена в рулонах размером 620мм X 530мм по 80 шт.
- из 2(или 1) слой бумаги и 1 слой полиэтилена в рулонах. размером 810мм X 530мм по 60 шт.
- из ламинированного нетканого материала в рулонах размером 620мм X 530мм по 80 шт.
- из ламинированного нетканого материала в рулонах размером 810мм X 530мм по 60 шт.
- из полиэтилена размером 810мм X 530мм по 200 шт.
- из нейлона размером: 70мм X 75мм; 70мм X 100мм; 70мм X 135мм с клипсами для крепления салфеток процедурных, по 1 шт. в целлофановой упаковке

Фартуки, упакованные готовы к использованию. Откройте упаковку и оторвите фартук по перфорации. Затем прикрепите его на требуемой поверхности с помощью шейных завязок. Нейлоновый фартук имеет на передней поверхности зажимы для крепления нагрудников одноразовых.

Комбинированные изделия имеют с одной стороны непромокаемую ламинацию, что позволяет использовать жидкости при работе с пациентом и защищать одежду пациента при попадании растворов на поверхность салфетки

При изготовлении комбинированных изделий используется бумага – основа, состоящая из 100% целлюлозы (древесная пульпа), с максимальным добавлением вторсырья в объеме до 30 %. Благодаря специальной пропитке бумага приобретает высокоабсорбционные свойства, в то время как полиэтилен не пропускает жидкость. Для ламинации используется полиэтилен высокого давления.

Фартуки Дисполэнд могут применяться в стоматологии, косметологии, отоларингологии, офтальмологии, хирургии головы и шеи. Изделие может использоваться как в стационарах, передвижных госпиталях, в медицинских транспортных средствах так и в полевых условиях.

Изготовитель гарантирует соответствие качества фартуков требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения и условий эксплуатации, описанных в технических условиях.

Гарантийный срок годности фартуков 5 лет с момента изготовления.

Генеральный Директор
ООО Дисполэнд



Борисов Н.А.