



INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настоящее изделие является «Санитарным продуктом I класса» в соответствии с требованиями Европейской директивы 93/42/СЕЕ и отвечает всем основным требованиям, выдвигаемым к данной группе изделий. Применяется по назначению врача в терапевтических целях.

МАТЕРИАЛЫ

Материалы, использованные для изготовления изделий, не вызывают аллергических реакций. Мы используем натуральные волокна для поверхностей, которые находятся в непосредственном контакте с телом. До настоящего времени не было отмечено никаких аллергических кожных реакций. Несмотря на это, при возникновении аллергических реакций рекомендуется обратиться к врачу, рекомендовавшему настоящее изделие.

ВЫБОР РАЗМЕРА

Выбор необходимого размера, а также правильная фиксация изделия на теле являются основным фактором для получения необходимого терапевтического результата, продолжительности использования и безопасности изделия.

Мы прилагаем таблицу размеров в сантиметрах, для помощи в определении размера.

Необходимо иметь в виду, что недостаточная компрессия снижает эффективность изделия, а чрезмерная компрессия может отрицательно сказаться на кровообращении или протекании заболеваний, являющихся объектом лечения.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Принимая во внимание, что при производстве используются ткани, рекомендуется не оставлять изделие вблизи источников тепла и огня.

УПАКОВКА

Упаковка продукции гарантирует защиту от возможных повреждений и загрязнений во время транспортировки, хранения и использовании. При этом необходимо соблюдать адекватные санитарные и температурные условия и избегать прямого солнечного света и/или химических загрязнений.

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИМИ ПАЦИЕНТАМИ

Не рекомендуется вторичное использование настоящего изделия другими лицами, исходя из терапевтических целей лечения.

МОДИФИКАЦИЯ

Любая модификация настоящего изделия без согласия на то производителя снимает с него любую ответственность последствия его использования.

СТИРКА

Изделие можно стирать в теплой воде нейтральным мылом. Ни в коем случае нельзя использовать хлорсодержащие моющие средства или прибегать к химической чистке. Во время стирки следует держать застегнутыми все фиксаторы на изделии.

СУШКА

Сушить изделие следует разложенным на ровной поверхности. Избегайте прямого солнечного света и близости к источникам тепла.



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.gosdrazhnadzor.ru