

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КАТЕТЕРЫ ОТСАСЫВАЮЩИЕ С КЛАПАНОМ
ПАЛЬЧИКОВЫМ

Катетеры отсасывающие в комплекте с клапаном пальчиковым или без него используются для аспирации содержимого трахеи – удаления жидкости из трахеобронхиального дерева.

Для производства катетеров используются следующие материалы:
PUR, PE, PVC, FEP.

Катетеры упакованы в двойную стерильную упаковку.

Стерилизация проводится У-лучами.

Перед употреблением освободить катетеры от упаковки и произвести их введение в трахею.

Стерильно! Для одноразового применения.

Хранение:

Температура помещения: 15-25 °С

Относительная влажность воздуха: 50-60 %

Предохранять от прямого воздействия света!

