

СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Код	Наименование
368570	Кнопка экстренного отключения для системы трансокулярной электростимуляции

Раздел

11 Офтальмологические медицинские изделия

27 Прочие офтальмологические медицинские изделия

Описание

Внешняя кнопка, являющаяся компонентом системы трансокулярной электростимуляции, которую может нажать пациент для выключения системы с целью прерывания процедуры, как правило, в случае возникновения дискомфорта. Как правило, пациент во время процедуры держит в руках кнопку, подключенную при помощи кабеля к блоку управления системы. Это изделие, пригодное для многоразового использования.

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.