

**СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРНОМ КОДЕ
ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Код	Наименование
108120	Кампиметр

Раздел

11 Офтальмологические медицинские изделия**27** Прочие офтальмологические медицинские изделияОписание

Черный кампиметр, предназначенный для оценки протяженности периферического поля зрения пациента путем графического отображения зрительного ответа на тест-объект, перемещающийся от периферии к центру экрана. Он, как правило, состоит из серии концентрических кругов и ряда радиусов, равномерно распределенных по окружности, и используется в сочетании с ручным зондом с дистальным белым пятном или светящимся наконечником и черными маркировочными шпильками. Результаты регистрируются вручную на соответствующем графике. Также известен как экран Бьеррума (Bjerrum screen).

В связи с вступлением в силу приказа Минздрава России от 25.09.2014 № 557н «О внесении изменения в приложение № 1 к приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) Росздравнадзор ведёт работу по присвоению видов медицинским изделиям, в том числе ранее зарегистрированным в установленном порядке на территории Российской Федерации.